NazcaView 操作説明書(全体)

Users Manual

Version 5.1.0.4

株式会社アストロステージ 東京都千代田区神田司町 2-8-1 PMO 神田司町 5F

TEL: 03-5289-7740



目次

1.	概要	5
2.	基本画面	5
3.	機能一覧	6
	3.1 ファイル	6
	3.2 操作	6
	3.3 表示処理	8
	3.4 計測・描画	9
	3.5 レイアウト	13
	3.5.1 シリーズレイアウト	13
	3.5.2 イメージレイアウト	14
	3.5.3 レイアウトセット	14
	3.6 設定	16
	3.7 拡張ウィンドウ	17
	3.7.1 シネモード	17
	3.7.2 フュージョン	18
	3.7.3 レンダリング	19
	3.7.4 超音波計測	20
	3.7.5 循環器計測	21
	3.7.6 脂肪抽出	22
	3.7.7 マンモグラフィ	23
	3.7.8 整形テンプレート	24
	3.7.9 サブトラクション	24
	3.7.10 Computed DWI	25
	3.7.11 DICOMRT	25
	3.7.12 骨密度計測	25
	3.7.13 リウマチ自動判定	25
	3.7.14 読影依頼	25
	3.7.15 読影結果	25
	3.8 他ウィンドウ	26
	3.8.1 プリセット	26
	3.8.2 カスタムコマンド	26
	3.8.3 カスタムビュアコマンド	27
	3.8.4 検査一覧	27
	3.8.5 サムネイルバー	28
	3.8.6 キーボード割り当て一覧	28



4. 基本操作	29
4.1 ファイル	29
4.2 操作	34
4.3 表示処理	53
4.4 計測・描画	69
4.5 レイアウト	82
4.5.1 シリーズレイアウト	82
4.5.2 イメージレイアウト	87
4.5.3 レイアウトセット	89
4.6 設定	105
4.7 拡張ウィンドウ	106
4.7.1 シネモード	106
4.7.2 レンダリング	110
4.7.3 Computed DWI	116
4.7.4 DICOMRT	120
4.7.5 リウマチ自動判定	128
4.7.6 読影依頼	133
4.7.7 読影結果	133
4.8 他ウィンドウ	134
4.8.1 プリセット	134
4.8.2 カスタムコマンド	135
4.8.3 カスタムビュアコマンド	136
4.8.4 検査一覧	137
4.8.5 サムネイルバー	
4.8.6 キーボード割り当て一覧	138
5. 設定(スパナボタン)	140
5.1 [全般・データベース]タブ	140
5.1.1 全般	141
5.1.2 データベース	143
5.1.3 検索・ダイレクト検索・[リストをデフォルトに戻す]ボタン	143
5.2 [ビューア]タブ	144
5.2.1 表示設定	144
5.2.2 フォント・色	155
5.2.4 カスタムビュアコマンド	157
5.3 [プロファイル]タブ	158
5.3.1 プロファイルおよび初期設定	158
5.3.2 レイアウト	167



	5.3.3 アノテーション情報	184
	5.3.4 描画・計測ツール	188
	5.3.5 プリセット	189
6.	他機能	190
	6.1 ボタンの表示/非表示	190
	6.2 カスタマイズ	191
	6.2.1 ユーザー設定のダイアログ起動	191
	6.2.2 [ツールバー]タブ	192
	6.2.3 [コマンド]タブ	193
	6.2.4 [キーボード]タブ	194
	6.2.5 [オプション]タブ	196
	6.2.6 右クリックメニューの編集	196
	6.3 検査一覧の設定	197
	6.3.1 表示項目の編集	197
	6.3.2 絞込と並び替え	198
	6.3.3 モダリティ検索のプリセット	200
	6.3.4 過去検査一覧と選択画像の連携	201
	6.3.5 イメージ読込量による操作制御	203
	6.3.6 過去検査一覧からのレポート参照	205
	6.4 サムネイル	206
	6.4.1 サムネイルサイズ変更	206
	6.4.2 サムネイルタブ	207
	6.5 アノテーション	209
	6.5.1 検査履歴番号の表示	209
	6.6 操作	210
	6.6.1 シンスライスのマーク表示と削除対象からの解除	210
	6.6.2 切取り操作	212
	6.6.3 タイムインテンシティカーブ	214
	664 イメージ送りスクロールバー	217



1. 概要


NazcaView アプリケーション(以降、NazcaView と呼ぶ)は、各医用画像装置で撮影した画像を表示するためのマルチモダリティビューワです。

ビューワは、DICOM 形式の医用画像を用いて 2D および 3D 表示や基本的な計測ツールにより解析が可能です。

2. 基本画面

NazcaView の画面構成を以下に図示します。

ビューワ画面



赤枠:ツールバー

橙枠: 左から[STELLAROrder 起動]、[初期設定]、[設定]、[閉じる]

黄枠:メニューバー

緑枠:検査一覧

過去検査とカンファレンスの一覧をタブで切り替えて表示。

青枠:サムネイル



3. 機能一覧

3.1 ファイル

NazcaView の操作には、アイコンまたはメニューにより、以下のような機能があります。

機能	アイコン	概要
画像出力	画像保存	画像を外部に出力します。
CD 読込	DICOM CD読込み	CD (DICOMDIR) から画像を読み込みます。
状態保存	大態保存	現在の状態を保存します。
履歴	履歴	履歴から保存時の状態に復元します。
設定の保存	設定保存	設定を保存します。(前の状態をバックアップ)

3.2 操作

画像に対する操作を行います。

機能	アイコン	概要
シリーズ入替	シリーズ入替	過去検査サムネイルからドラッグ&ドロップするとシリーズを入れ替えて表示します。
ページ送り	ベージ送り	マウス操作により、表示画像を変更して表示します。
輝度	輝度	マウス操作により、WW/WL を変えて画像を表示します。
ガンマ	ガンマ	マウス操作により、ガンマを変えて画像を表示します。
拡大	v 拡 太	マウス操作により、画像を拡大/縮小表示します。
範囲拡大	範囲拡大	マウス操作により、範囲指定した箇所を拡大表示します。
移動	移動	マウス操作により、画像を移動して表示します。
CT 値表示	CT值表示	マウスカーソル位置の画素値を表示します。
ルーペ		マウスカーソルの位置で、部分的に拡大して表示します。
マスクシート	マスク	カーソルの範囲以外をマスクします。
ドラッグ&ドロップ		ドラッグ&ドロップ操作でペイントなどの外部アプリに 画像を貼り付けます。



機能	アイコン	概要
全同期	全同期	表示している全シリーズを同期表示します。
検査同期	検査同期	操作しているシリーズと同一検査のシリーズを同期します。
位置合わせ	位置合わせ	選択したシリーズを画像処理による位置合わせで、同一ス ライス位置の画像に同期表示します。
同期解除	同期解除	同期を解除します。
選択	選択	各シリーズをクリックで選択できます。
全選択	全選択	表示されている全てのシリーズを選択します。
全選択解除	文 全選択解除	選択されたシリーズが選択解除されます。
グループ選択 1	G1 同期Gr①	選択したシリーズをグループ1に分類します。
グループ選択 2	G2 同期Gr②	選択したシリーズをグループ2に分類します。
グループ選択3	G3 同期Gr③	選択したシリーズをグループ3に分類します。
グループ選択 続き	•	「G4」 同期Gr⊕ グループ選択4から
		G10 グループ選択10まで表示
画像コピー	1 ±-	クリップボードに画像データをコピーします。
選択範囲をコピー	選択範囲コピー	マウス操作により、指定した範囲をクリップボードにコピーします。
座標ポイント	を標ポイント	座標ポイントを置いた位置に各シリーズが同期します。
領域選択	領域選択	画像の選択領域をレポートに貼り付けます。
レポート起動	レポート起動	レポートを起動します。
レポートへ貼り付け	レポート貼付	画像をレポートに貼り付けます。
カンファレンス登録		対象検査をカンファレンスシステムに登録することができます。
元に戻す	ん 元に戻す	前に行った操作を元に戻します。



機能	アイコン	概要
やり直し	へ かり直し	「元に戻す」コマンドで元に戻した操作をやり直します。
更新	更新	データベースの最新情報に更新します。

3.3 表示処理

表示に関する処理を操作します。

表示に関する処理を操作します。			
機能	アイコン	概要	
スラブ厚表示	Slab	スラブ厚(設定したスライス数)の MIP を表示します。	
ローカライザビュー	ローカライザビュー	ローカライザビューの有効無効を切り替えます。	
リファレンスライン A (キー画像)	UJ7rL>X5-1>A	キー画像となるリファレンスラインを表示します。	
リファレンスライン B (連動)	!⊋: リファレンスラインB	連動するリファレンスラインを表示します。	
FOV	FOV FOV	選択している画像にその他の画像のスケールを合わせます。	
キーイメージのみ表示	字—画像表示	キーイメージのみ表示します。	
イメージ順	イメージ順	イメージ順を切り替えます。	
反転	反転	画像の明暗を反転して表示します。	
実寸表示	夏	実寸大で画像を表示します。	
100%(ピクセル等倍)	100%	画像を 100% (ピクセル等倍) 表示します。	
150%	Q 150%	150%に拡大して表示します。	
200%	200%	200%に拡大して表示します。	
フィット	「Q フィット	表示フレーム枠に合せて表示します。	
指定拡大	指是拡大	指定の拡大率で表示します。	
任意拡大	任意拡大	任意の拡大率を設定します。	
任意回転_移動	任意回転·移動	マウス操作により、画像の角度変更および平行移動します。	



機能	アイコン	概要
任意回転_移動: リセット	RESET 5 任意回転·移動	任意回転・移動した画像を初期状態に戻します。
任意回転_移動: 保存	SAVE ▲ C 任意回転·移動	任意回転・移動した画像のうち、選択されている画像を保存します。(複数選択可)
90 度回転	「 ス 」 90°回転	画像を右に90度回転して表示します。
180 度回転	「として」 180°回転	画像を右に 180 度回転して表示します。
270 度回転	在 270°回転	画像を右に270度回転して表示します。
左右反転	外 左右反転	画像を左右反転して表示します。
上下反転	_ 【 】 上下反転	画像を上下反転して表示します。
補正表示	全 補正表示	画像を補正表示します。
フィルタ	フィルタ	シャープ 1~6、スムース 1~6、エッジ強調から選択して、 画像を表示します。
レベル補正	レベル補正	レベル補正ダイアログで WW/WL、ガンマを変更します。
ヒストグラム	「 <u>…」</u> ヒストグラム	画像のヒストグラムを表示します。横軸に画素値(階調値)、縦軸にその画素数を表示します。
カラーLUT	カラーLUT	カラーLUT を選択して表示します。
カーブデータ	プレーブデータ	DICOM データに心電図の波形データが存在する場合、動画下部に波形を表示します。
iNazca マーカー表示		iNazcaView マーカー表示機能で登録したマーカーをビューワに表示します。
全画面表示	全シリーズ表示	ビューワ画面を全画面表示します。
リセット	リセット	初期状態に戻します。

3.4 計測・描画

機能	アイコン	概要
連続使用	連続使用	計測ツールを連続で使用するモードに切り替えます。
1 回使用	1回使用	計測ツールを1回使用するモードに切り替えます。



機能	アイコン	概要
保存	保存	図形を保存します。
計測コピー		計測値をコピーします。
計測貼り付け		コピーした計測値を貼り付けます。
計測終了	計測終了	計測を終了します。
表示/非表示切替	表示	図形の表示/非表示を切り替えます。
キャリブレーション	たけブレーション	画像のキャリブレーションを行います。
CTR	CTR	CTR 計測を行い、計測値を表示します。
CTR 自動	AD _{AUTO}	CTR 計測を行い、計測値を表示します。
	CTR自動	画像解析により自動で入力されます。
距離	距離	2 点間の距離を表示します。
距離 (中間点)	中間距離	2 点間の距離およびその中点までの距離を表示します。
自由線計測	自由線(計測)	画像上に自由線を表示して、距離を計測します。
真円計測	真円	画像上に真円を表示して、距離を計測します。
長短径	長短径	長径、短径を表示して、距離を計測します。
ROI	ROI	ROI を指定して、その内部の面積・最小値・最大値・平均値・標準偏差を表示します。
ポリゴン ROI	ポリゴンROI	ポリゴン ROI を指定して、その内部の面積・最小値・最大値・平均値・標準偏差を表示します。
自由線 ROI	「 自由線ROI	自由先でROIを指定して、その内部の面積・最小値・最大値・平均値・標準偏差を表示します。
スタンプ ROI	ROI スタンプ	スタンプ ROI を指定して、その内部の面積・最小値・最大値・平均値・標準偏差を表示します。
SUV	SUV	PET-CT で ROI 計測を行う場合に SUV 値で計測値を算出します。
SUV MTV	SUV MTV	ROI 内の SUV 最大値の関心領域を抽出した領域内の SUV 値で計測値を算出します。
角度	角度	2つの線分を指定して、そのなす角を計測します。



機能	アイコン	概要
角度(2 線分)	角度(2線分)	2つの線分を指定して、そのなす角を計測します。
Cobb 角	Cobb角	Cobb 角を計測します。
FTA	FTA	FTA を計測します。
中心線	中心線	画像上の直線を引き、その中点から垂線および垂線とのな す角を表示します。
相対距離	相対距離	基準線(Base#1) に対し相対距離を求める線([1])を引き、相対距離を表示します。
平行線間距離	平行間距離	平行な2線間の距離を計測します。
平行線間距離比	平行間距離比	平行な2線間距離の比率を計測します。
垂線間距離	垂直間距離	基準線に対する二つの垂直線間の距離を計測します。
垂線間距離 2	垂直間距離2	基準線に対する1、2本目と2、3本目の垂直線間の距離 をそれぞれ計測します。
垂線距離	垂線距離	基準線に対する垂直線の距離を計測します。
対基準線角度	対基準角	基準線に対する角度を計測します。
対基準線角度・余角	为基準角 余角	対基準線角度測定時、基準線やそれに対する角度・余角を 計測します。
CE/Sharp 角	SE/Sharp角	CE 角、Sharp 角それぞれの角度を計測します。
テキスト	A F#Zh	画像上にテキストを表示します。
矢印	失 即	画像上に矢印を表示します。
直線	直線	画像上に直線を表示します。
長方形	長方形	画像上に長方形を表示します。
円	O	画像上に円を表示します。
自由線(矩形編集)	し 自由線(矩形)	画像上に自由線を表示します。
ポリライン	ポリライン	画像上にポリライン線を表示します。

ASTROSTAGE

機能	アイコン	概要
ポリゴン	ポリゴン	画像上にポリゴン線を表示します。
スタンプ円	円スタンプ	画像上に円を表示します。
スタンプ四角	四角スタンプ	画像上に四角形を表示します。
スタンプ矢印	<u>ま</u>	画像上に矢印を表示します。
削除	了	選択した計測・描画のオブジェクトを削除します。
全削除	全削除	計測・描画のオブジェクトをすべて削除します。



3.5 レイアウト

3.5.1 シリーズレイアウト

機能	アイコン	概要
横1×縦1 シリーズ		シリーズレイアウトを1×1に変更します。
横2×縦1 シリーズ	2×1	シリーズレイアウトを2×1に変更します。
横2×縦2 シリーズ	2×2	シリーズレイアウトを2×2に変更します。
横2×縦3 シリーズ	2×3	シリーズレイアウトを2×3に変更します。
横2×縦4 シリーズ	2×4	シリーズレイアウトを2×4に変更します。
横3×縦1 シリーズ	3×1	シリーズレイアウトを3×1に変更します。
横3×縦2 シリーズ	3×2	シリーズレイアウトを3×2に変更します。
横3×縦3 シリーズ	3×3	シリーズレイアウトを3×3に変更します。
横3×縦4 シリーズ	3×4	シリーズレイアウトを3×4に変更します。
横4×縦1 シリーズ		シリーズレイアウトを4×1に変更します。
横4×縦2 シリーズ	 4×2	シリーズレイアウトを4×2に変更します。
横4×縦3 シリーズ	4×3	シリーズレイアウトを4×3に変更します。
横4×縦4 シリーズ	4×4	シリーズレイアウトを4×4に変更します。
横1×縦2 シリーズ	1×2	シリーズレイアウトを1×2に変更します。
横1×縦3 シリーズ	1×3	シリーズレイアウトを1×3に変更します。
横1×縦4 シリーズ	■ 1×4	シリーズレイアウトを1×4に変更します。
カスタムレイアウト シリーズ	シリーズ	シリーズレイアウトを任意のレイアウトに変更します。
選択シリーズ表示	選択表示	選択したシリーズを表示します。
全シリーズ表示	全シリーズ表示	全てのシリーズを表示します。



3.5.2 イメージレイアウト

機能	アイコン	概要
横1×縦1 イメージ		タイル表示を1×1に変更します。
横2×縦1 イメージ		タイル表示を2×1に変更します。
横2×縦2 イメージ		タイル表示を2×2に変更します。
横3×縦2 イメージ		タイル表示を3×2に変更します。
横3×縦3 イメージ		タイル表示を3×3に変更します。
横4×縦4 イメージ		タイル表示を4×4に変更します。
横4×縦5 イメージ		タイル表示を4×5に変更します。
横1×縦2 イメージ		タイル表示を1×2に変更します。
カスタムレイアウト		タイル表示を任意のレイアウトに変更します。
イメージ	イメージ	

3.5.3 レイアウトセット

(例:モダリティを CT として記載します)

機能	概要
初期表示	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。
現在+前回	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。
現在+前2	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。
現在+前3	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。
現在+前回+前2	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。
現在+前回+前2+前3	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。
現在+前回(肺野+縦隔)	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。
現在+前回+前2(肺野+縦隔)	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。
現在+前回(デモ)	レイアウトセットを選択し、レイアウトを変更します。

機能	アイコン	概要	
ROI 計測値表記位置		ROIの計測値を画像上部に整列表示します。	
上レイアウト			
ROI 計測値表記位置		ROI の計測値を画像下部に整列表示します。	
下レイアウト			
次のシリーズへ	次シリーズ	次のシリーズを表示します。	
前のシリーズへ	前シリーズ	前のシリーズを表示します。	



最初のシリーズへ	最初のシリーズ	最初のシリーズを表示します。
最後のシリーズへ	最後のシリーズ	最後のシリーズを表示します。
次のシリーズページへ	からリーズページ	次のシリーズページを表示します。
前のシリーズページへ	「 ・ 前シリーズページ	前のシリーズページを表示します。
次のシリーズ行へ		次のシリーズ行を表示します。
前のシリーズ行へ		前のシリーズ行を表示します。
次のイメージへ		次のイメージを表示します。
前のイメージへ		前のイメージを表示します。
最初のイメージへ		最初のイメージを表示します。
最後のイメージへ		最後のイメージを表示します。
次のページへ		次のイメージページを表示します。
前のページへ		前のイメージページを表示します。
次の行へ		次のイメージ行を表示します。
前の行へ		前のイメージ行を表示します。
アノテーション	アノテーション	アノテーションの表示/非表示を切り替えます。
DICOM タグ表示	DICOMタグ	DICOM タグ情報の一覧を表示します。
文字マスク設定	マスク設定	指定範囲をマスク設定します。
文字マスク表示	▼ マスク表示	マスクを表示します。
レイヤを閉じる		画像をレイヤ表示している場合、レイヤウィンドウを閉じ ます。
シリーズを閉じる		シリーズ単位で画像を閉じます。
検査を閉じる	★ 検査閉じる	検査単位で画像を閉じます。



3.6 設定

機能	アイコン	概要	
スラブ厚設定		スラブ厚表示のスライス数を設定します。	
ルーペ設定	ルーベ設定	ルーペの縮尺や範囲について初期表示の設定ができます。	
キャリブレーション設定	設定	キャリブレーションの初期表示の設定ができます。	
マスクシート設定	マスク設定	マスクシートの設定をします。	
マスクシート選択	マスク選択	マスクシートを選択します。※べた塗り/反転/レインボー/ウィンドウ/フォーカス/帯フォーカス	



3.7 拡張ウィンドウ

3.7.1 シネモード

機能	アイコン	概要
単シリーズ再生	「 	単シリーズを繰り返し再生します。
全シリーズ再生	CALL 全シリーズ再生	全シリーズを繰り返し再生します。
往復再生モード	【	単シリーズを往復再生します。
再生	再生	動画再生します。
停止	停止	再生を停止します。
コマ送り	コマ送り	1コマ送ります。
コマ戻し	コマ戻し	1コマ戻します。
1FPS	1 1FPS	再生速度を 1FPS にします。
2FPS	2 FPS 2FPS	再生速度を 2FPS にします。
3FPS	3 SFPS	再生速度を 3FPS にします。
7FPS	7 FPS 7FPS	再生速度を 7FPS にします。
15FPS	15 15FPS	再生速度を 15FPS にします。
30FPS	30 30FPS	再生速度を 30FPS にします。
60FPS	60 FPS 60FPS	再生速度を 60FPS にします。



3.7.2 フュージョン

フュージョンの操作は、【フュージョン機能操作マニュアル】をご参照ください。

機能	アイコン	概要	
ドラッグ&ドロップ	ドラッグ&ドロップ	フュージョンデータを選択します。	
輝度と透過	輝度と透過	フュージョンデータの輝度を変更します。	
移動	8 動	フュージョンデータを移動します	す 。
標準表示	標準表示	フュージョンデータの表示をリー	セットします。
表示(カラーLUT)		フュージョンデータを、カラー	HOT IRON
	カラーLUT	LUT を選択して表示します。	PET
			Hot Metal Blue
			PET 20
			Rainbow
			HOT IRON Rev
			Rainbow Rev
			HOT IRON (GE)
			RAINBOW (SE)
			Blue
サブトラクション	サブトラクション	原画とフュージョンデータをサブトラクションして表示 します。	
フュージョンデータを 全て削除	× 人	フュージョンデータを全て削除します。	



3.7.3 レンダリング

3Dの操作詳細は、【3D機能操作マニュアル】をご参照ください。

機能	アイコン	概要	
3D を開く		選択しているシリーズの 3D 画面を開きます。	
MPR を開く	MPR	MPR ビューワを起動します。	
3D を閉じる	閉じる	3D 画面を閉じます。	
AXIAL	AXIAL	AXIAL 表示をします。 ※CT、MRI で有効	
SAGITTAL	SAGITTAL	SAGITTAL 表示をします。 ※CT、MRI で有効	
CORONAL	CORONAL	CORONAL 表示をします。 ※CT、MRI で有効	
MPR 移動量	MPR移動量	ページング移動量を調整します。 ※初期値:移動方向のピクセルサイズ	
MPR リセット		初期表示(中心断面)に戻します。	



3.7.4 超音波計測

超音波計測の操作は、【超音波計測機能操作マニュアル】をご参照ください。

機能	アイコン	概要	
編集モード	Edit 編集	選択した計測図形を編集します。	
計測終了	发 到 計測終了	計測を終了します。	
Bモード		Dist [B]	LVEDV A4C
		Area [B]	LVESV A4C
		IVSd [B]	#Volume A4C
		LVDd [B]	LVEDV A2C
		LVDs [B]	LVESV A2C
		LVPWd [B]	#Volume A2C
		#EF [B]	AVA trace (planimetry)
		#EF (Dd-Ds) [B]	MVA trace (planimetry)
		RVDd [B]	MV Diam 2C
		RVDs [B]	MV Diam 4C
		IVC ins [B]	#LVMI
		IVC ex [B]	PISA Rad
		#IVC [B]	Alias Vel
		LA Diam [B]	%Area
		AO Diam [B]	ECST
		LVOT Diam	NASCET
		RVOT Diam	
M モード		Dist [M]	#EF (Dd-Ds) [M]
		time [M]	IVC ins [M]
		HR [M]	IVC ex [M]
		IVSd [M]	#IVC [M]
		LVDd [M]	LA Diam [M]
		LVDs [M]	AO Diam [M]
		LVPWd[M]	#LVMI [M]
		#EF [M]	



機能	アイコン	概要	
Dモード		time [D]	TR PFV
		HR [D]	TV VTI
		PFV [D]	TV PHT
		DCT [D]	AR PHT
		PHT [D]	LV a time
		VTI [D]	LV b time
		MV E Vel	RV a time
		MV A Vel	RV b time
		MV DCT	#tel index
		MV PHT	PV PFV
		MV E' Vel	PV ET
		#MIF	PV ACT
		AV VTI	PV VTI
		MV VTI	MR VTI
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	MR PFV
		LVOT VTI	Flow Trace
		RVOT VTI	
選択削除	E 選択削除	選択した計測図形を削除します。	
全削除	Delete 全削除	フレーム内の全計測図形を削除します。	
保存	Save 保存	計測図形を保存します。	

3.7.5 循環器計測

機能	アイコン	概要
QCA 計測	QCA Q C A	QCAの計測を行います。 ※【QCA機能操作マニュアル】をご参照ください
LVA 計測	LVA LVA	LVA の計測を行います。 ※【LVA 機能操作マニュアル】をご参照ください
IVUS 計測	IVUS IVUS	IVUS の計測を行います。 ※【IVUS 機能操作マニュアル】をご参照ください



3.7.6 脂肪抽出

脂肪抽出の操作は、【脂肪抽出機能操作マニュアル】をご参照ください。

機能	アイコン	概要
自動脂肪抽出	脂肪抽出	脂肪抽出を行います。
脂肪レポート	脂肪レポート	脂肪レポートを作成します。
皮下脂肪ペイント	皮下ペイント	任意で皮下脂肪部分を描画します。
皮下脂肪消しゴム	皮下ケシゴム	描画した皮下脂肪部分を削除します。
内臓脂肪ペイント	内臓ペイント	任意で内臓脂肪部分を描画します。
内臓脂肪消しゴム	内臓ケシゴム	描画した内臓脂肪部分を削除します。
脂肪ペイントサイズ	脂肪ペイントサイズ	ペイントと消しゴムの描画サイズを選択します。
保存	保存	脂肪抽出した結果を保存します。



3.7.7 マンモグラフィ

マンモグラフィの操作は、【マンモ機能操作マニュアル】をご参照ください。

機能	アイコン	概要
マンモモード	マンモモード	マンモモードの ON/OFF を切り替えます。
マンモ反転	マンモ反転	マンモ画像を反転します。
胸領域外黒化処理	胸領域外里化	画像処理で胸領域の輪郭を抽出し、胸領域外を黒でマスク します。
シンメトリック ルーペモード	ルーペモード	ルーペをシンメトリックで表示します。
シンメトリック マスクモード	マスクモード	マスクをシンメトリックで表示します。
自動ニップル 位置合わせ	ニップル同期	自動ニップルトップ位置合わせをします。
自動ヒストグラム 位置合わせ	ヒストグラム	自動ヒストグラム位置合わせをします。
位置合わせ解除	同期解除	位置合わせを解除します。
2分割(MLO)	MLD 2分割	MLO 条件に該当する画像を表示します。
2 分割 (CC)	2分割	CC 条件に該当する画像を表示します。
4分割(MLO+CC)	 4分割横	MLO 条件に該当する画像と CC 条件に該当する画像を横並びに表示します。
4分割(MLO+CC)	4分割縦	MLO 条件に該当する画像と CC 条件に該当する画像を縦並びに表示します。
マンモマーカー表示	マーカー	DICOM SR のマーカーを表示します
マンモエコーガイド	エコーガイド	MLO、CC それぞれの画像で指示した関心領域の位置を、 シェーマ図上に直線で表示します。
ルーペ設定	ルーベ設定	ルーペの縮尺や範囲について初期表示の設定ができます。
マスクシート選択	マスク選択	マスクシートを選択します。べた塗り、反転、レインボー、ウィンドウ、フォーカス、帯フォーカスから選択します。
マスクシート設定	マズク設定	マスクシートの設定をします。
2 on 1 プリント	2001プリント	2 on 1 でプリントします。



3.7.8 整形テンプレート

整形テンプレートの操作は、【整形テンプレート機能操作マニュアル】をご参照ください。

機能	アイコン	概要
キャリブレーション		画像のキャリブレーションを行います。
テンプレートを開く		整形テンプレート選択ダイアログを起動して、表示するデータを選択します。
レイヤ設定	レイヤ設定	整形テンプレートのレイヤ設定(表示/非表示)をします。
切取り操作	7 1141	画像の任意範囲を切り取り、マウスドラッグ操作で移動し
	切取り操作	ます。主に、骨部分を切り取り移動することに使用します。
移動	移動	整形テンプレートを移動します。
回転	Q D D	整形テンプレートを回転します。
反転	東京	整形テンプレートを反転します。
削除	「X 削除	整形テンプレートを削除します。
元に戻す	へ 元に戻す	前に行った操作を元に戻します。
やり直し	へ やり直し	「元に戻す」コマンドで元に戻した操作をやり直します。
保存	保存	整形テンプレートを保存します。

3.7.9 サブトラクション

サブトラクションの操作は、【サブトラクション機能操作マニュアル】をご参照ください。

機能	アイコン	概要
なし		サブトラクションを解除します。
1フレーム		1フレーム目を基にサブトラクションします。
2フレーム		2フレーム目を基にサブトラクションします。
3フレーム		3フレーム目を基にサブトラクションします。
アクティブフレーム		現在表示しているフレームを基にサブトラクションしま す。



3.7.10 Computed DWI

機能	アイコン	概要
Computed DWI	Computed DWI	Computed DWI のパラメータ調整用のダイアログを起動します。

3.7.11 DICOMRT

機能	アイコン	概要
DICOMRT	DICOM RT	DICOMRT のダイアログを表示します。

3.7.12 骨密度計測

骨密度計測の操作は、【骨密度計測機能操作マニュアル】をご参照ください。

機能	アイコン	概要
骨密度測定	骨密度	骨密度計測のダイアログを起動します。

3.7.13 リウマチ自動判定

機能	アイコン	概要
リウマチ自動判定	リウマチ	リウマチ画像診断支援(HandRA)のダイアログを起動し ます。

3.7.14 読影依頼

機能	アイコン	概要
読影依頼	読影依頼	ビューワ表示している検査を読影依頼することができます。

3.7.15 読影結果

機能	アイコン	概要
読影結果	詩影結果	読影依頼した検査の読影結果が返ってきている場合、レポート画面を起動して読影結果を確認できます。



3.8 他ウィンドウ

3.8.1 プリセット

機能	アイコン	概要
F1 +-	F1 F1=-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ) を適用します。
F2 +-	F2 F2‡-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ) を適用します。
F3 +-	F3 = -	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ) を適用します。
F4 +-	F4 F4‡-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ) を適用します。
F5 +-	F5 F5‡-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ) を適用します。
F6 +-	F6 F6≠-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ) を適用します。
F7 +-	F7 F7‡-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ) を適用します。
F8 +-	F8 F8‡-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ) を適用します。
F9 +-	F9 F9 = -	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ)を適用します。F9 キーを使用するには担当にて設定が必要です。
F10 +-	F10 F10#-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ)を適用します。F10 キーを使用するには担当にて設定が必要です。
F11 +-	F11 F11‡-	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ)を適用します。F11 キーを使用するには担当にて設定が必要です。
F12 キー	F12 F12 = -	プリセット (WL、WW、ガンマ、トーンカーブ)を適用します。F12 キーを使用するには担当にて設定が必要です。

3.8.2 カスタムコマンド

機能	アイコン	概要
カスタムコマンド1	カスタムコマンド	カスタムコマンド1を実行します。
カスタムコマンド2	カスタムコマンド	カスタムコマンド2を実行します。
カスタムコマンド3	カスタムコマンド	カスタムコマンド3を実行します。
カスタムコマンド4	カスタムコマンド	カスタムコマンド4を実行します。



機能	アイコン	概要
カスタムコマンド5	カスタムコマンド	カスタムコマンド5を実行します。
カスタムコマンド6	カスタムコマンド	カスタムコマンド6を実行します。
カスタムコマンド7	カスタムコマンド	カスタムコマンド7を実行します。
カスタムコマンド8	カスタムコマンド	カスタムコマンド8を実行します。
カスタムコマンド9	カスタムコマンド	カスタムコマンド9を実行します。

3.8.3 カスタムビュアコマンド

機能	アイコン	概要
カスタムビュア コマンド1	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド1を実行します。
カスタムビュア コマンド2	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド2を実行します。
カスタムビュア コマンド3	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド3を実行します。
カスタムビュア コマンド4	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド4を実行します。
カスタムビュア コマンド 5	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド5を実行します。
カスタムビュア コマンド6	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド6を実行します。
カスタムビュア コマンド7	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド7を実行します。
カスタムビュア コマンド8	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド8を実行します。
カスタムビュア コマンド 9	カスタムコマンド	カスタムビュアコマンド9を実行します。

3.8.4 検査一覧

機能	アイコン	概要
検査一覧	「 (検査−覧	検査一覧の表示/非表示を切り替えます。



3.8.5 サムネイルバー

機能	アイコン	概要
サムネイルバー	▼ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	サムネイルバーの表示/非表示を切り替えます。

3.8.6 キーボード割り当て一覧

機能	アイコン	概要
キーボード 割り当て一覧		画面左側にキーボード割り当て一覧を表示します。




4. 基本操作

4.1 ファイル

機能一覧に従って、各カテゴリの基本的な操作を説明します。

画像出力

画像を外部に出力します。



出力方法選択:

・ローカル出力:指定したフォルダに出力します。

出力先:指定先フォルダ(初期フォルダは C:\Users\ユーザ名\Documents\)


フォルダ名: 西暦年_月日_時分秒: (例) 2020_0812_145117

- ・ユーザフォルダ:ユーザ毎のフォルダに出力します。(Antlia 起動) コメント:フリー入力、もしくは[テンプレート]ボタンから STELLARTemplate を起動 し、コメントを作成
- ・ローカル CD 書き込み:ローカルの CD に出力します。(MediaWriter 起動)
- ・サーバーCD 書き込み:デュプリケータで CD に出力します。(CD Transfer 起動)

出力方式には、紹介用 DICOM PDI、紹介用 JPEG 出力、個人用 DICOM PDI(匿名)紹介用 JPEG 出力、個人用 DICOM PDI(匿名)シンスライス、シンスライス除外等があり、STManagerMasterMainte より設定が可能です。詳細は弊社担当にお問い合わせください。



・Windows 印刷:画像を印刷します。




プロパティ:レイアウト、印刷帳票、アノテーション・計測ツール・スケールの有無、 アノテーションカテゴリの変更が行えます。

※プロパティの設定値は端末単位で記憶しているため毎回変更は不要です。




複数画像を選択した場合も、印刷レポート連携に対応しています。

複数画像を選択し、画像出力をします。











印刷帳票を「プリント」から「画像印刷」に変更します。





印刷レポート連携でも複数ページ表示されています。




・DICOM 印刷:画像をフィルムに印刷します。



プロパティ:レイアウト、送信先、フィルムサイズ、方向、拡大タイプ、画像ビット数、アノテーションの有無の変更が行えます。



CD 読込



CD (DICOMDIR) から画像を読み込みます。

状態保存

現在の状態を保存します。

履歴

履歴から保存時の状態に復元します。



[復元]ボタン:保存時の状態に戻します。

[削除]ボタン:状態保存のデータを削除します。

・設定の保存

設定を保存します。(前の状態をバックアップします)




4.2 操作

機能一覧に従って、各カテゴリの基本的な操作を説明します。


シリーズ入替

表示画面でシリーズ同士をドラッグ&ドロップすると、シリーズを入れ替えて表示します。

(元図)




(例)表示画面からドラッグ&ドロップした場合






ページ送り

マウスを下方向にドラッグするとページが送られ、上方向にドラッグするとページが戻ります。




輝度

マウス操作により、WW/WL を変えて画像を表示します。




ガンマ

マウス操作により、ガンマを変えて画像を表示します。



拡大

マウス操作により、画像を拡大/縮小表示します。







範囲拡大

マウス操作により、指定した箇所を拡大表示します。

左上を起点に、右下にドラッグした場合は指定範囲が拡大表示します。




右下を起点に、左上にドラッグした場合は FIT 表示となります。



移動

マウス操作により、画像を移動します。



CT 値表示


カーソル位置の画素値を表示します。






ルーペ

カーソル位置を部分的に拡大表示します



マスクシート

カーソルの範囲以外をマスクします。



ドラッグ&ドロップ(レ点)

チェックを入れることにより、ドラッグ&ドロップ操作でペイントなどの外部アプリに画像を貼り付けることができます。






全同期

表示している全シリーズを同期表示します(過去検査含む)。同期方法は設定により異なります。

<設定方法>

ビューワ画面右上の設定ボタン(スパナボタン)>[プロファイル]タブ>同期カテゴリ内の「スライス位置」で「画像順」「スライスロケーション」「イメージポジション」「スライスロケーション (Axial のみ)」から選択します。


例は「スライスロケーション」の場合





同期 (検査同期)

操作しているシリーズと同一検査のシリーズを同期します。



位置合わせ


選択したシリーズを画像処理による位置合わせで、同一スライス位置の画像に同期表示します





同期解除

全同期または検査同期では、連動した状態で画像が動きます。




同期解除することにより、それぞれの画像で動かすことができます。






選択

各シリーズをクリックで選択できます(選択されたシリーズは緑枠で表示されます)。 また、選択されたシリーズは同期します。



全選択


表示されている全てのシリーズを選択します (選択されたシリーズは緑枠で表示されます)。 また、選択されたシリーズは同期します。





全選択解除


選択された状態のシリーズの選択が解除されます。(同期は解除されません)



グループ選択1~3・グループ選択 続き▶グループ選択1~10


[Ctrl]キーを押しながら画像をクリックするとシリーズを選択できますが、操作により、選択のグループを分けることができます。最大 10 個のグループまで作成できます。

まずは、グループ 1 に設定するシリーズを[Ctrl]キーを押しながら選択し、[Ctrl]キーを離します。ここではシリーズ 1、2 を選択します。続いて、グループを分けたいシリーズをアクティブにします。グループ 2 に設定するシリーズ 3 をアクティブにします。






シリーズ3を[Ctrl]キーを押しながら再度選択すると、新しくグループ2に設定されます。その際にシリーズ1、2の枠左下には「Group1」、シリーズ3には「Group2」と表示されます。




同様手順でグループ3も設定します。[Ctrl]キーを離しシリーズ4を選択しアクティブにします。[Ctrl]キーを押しながらシリーズ4、5を続けて選択すると「Group3」と表示されます。




ASTROSTAGE

グループを解除するには、グループ化されているシリーズを選択しアクティブにしてから[Ctrl]キーを押しながら再度選択します。ここでは、シリーズ2を解除します。




[Ctrl]キーを押しながらクリックで選択する前にアクティブだったシリーズのグループ番号で登録します(アクティブだったシリーズが未選択だった場合は新規グループとして追加)。ここでは、シリーズ3(グループ2)を選択しアクティブにした状態でシリーズ2(グループ無し)を選択し、グループ2として登録します。










画像コピー

選択した画像をクリップボードにコピーし、ペイントアプリやレポート等に貼り付けることができます。



選択範囲をコピー


マウス操作で範囲選択するとクリップボードにコピーされ、ペイントアプリやレポート等に貼り付けることができます。





座標ポイント


座標ポイントを置いた位置に各シリーズが同期します。例では、シリーズ1に座標ポイントを配置することで、各シリーズが座標ポイントの位置で同期します。





領域選択

画像の選択領域をレポートに貼り付けます。






ワンポイント

設定を変更することで、領域選択時にレポート貼り付けではなく、表示されるメニューから画像出力やレポート貼り付け等の動作を選択することができます。

<設定方法>

ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) > [ビューア]タブ内の領域選択カテゴリ内の「領域選択のマウスアップ時の動作」で「メニュー」を選択します。






※初回選択時のみ自動でメニュー表示します。 キャンセル操作でメニューを閉じた場合、 選択領域枠内の右クリックで再表示が可能。

- キャンセルメニューを閉じ、選択領域枠を修正できます
- コピー選択領域をクリップボードにコピーします
- ・レポートへ貼り付け画像の選択領域をレポートに貼り付けます
- ・画像出力 画像を出力します(JPG, bmp, tif)
- 領域クリア選択領域をクリアします




※選択領域枠外では、通常の右クリックメニューが表示されます。



レポート起動

対象検査に関連するレポートを起動します。レポート記載済みの場合は記載済みレポートが、未記載の場合は新規レポートが起動します。



◯ ワンポイント

レポートがある場合、ビューワ上のレポートアイコンからもレポート起動ができます。


<設定方法>

ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) >[プロファイル]タブ内の表示カテゴリ内の「レポートアイコン表示」にチェックを入れます。 ※初期設定では表示する設定






レポート記載済みの場合に表示される、レポートアイコン からレポートを起動します。



※過去検査の場合も同様に、レポートアイコンからレポート起動ができます。



レポートへ貼り付け


アクティブな(選択されている)画像をレポートに貼り付けます。





カンファレンス登録

対象検査をカンファレンスシステムに登録することができます。 カンファレンス登録画面が起動したらカンファ分類等の項目を選択し登録します。




カンファレンス登録すると STELLAR で参照することができます。





◯ ワンポイント


カンファレンスシステムで症例分類を登録し、匿名化保存することでビューワ画面の [カンファレンス] タブで症例ごとに参考画像として表示することができます。






元に戻す

前に行った操作を元に戻します。例では輝度を上げた画像を元に戻しています。




やり直し

「元に戻す」コマンドで元に戻した操作をやり直します。



更新

データベースの最新情報に更新します。例では、機器から検査画像受信中にビューワ起動をしていた場合、ビューワ起動時は30枚目までしか反映していませんが、更新すると75枚目まで反映しています。






4.3 表示処理


スラブ厚表示

スラブ厚(設定したスライス数)の MIP を表示します。




ローカライザビュー

ローカライザビューの有効無効を切り替えます。ローカライザビューを有効にすると、スカウト画像が通常の枠から省かれ、右下にサムネイル表示されます。



リファレンスライン A (キー画像)

キー画像となるリファレンスラインを表示します。






リファレンスライン B (連動)

最初と最後のリファレンスラインを表示します。スカウト画像をクリックすると、関連するシリーズがその位置のイメージを表示します。



FOV

選択している画像にその他の画像のスケールを合わせます。





デモ標準 一郎

1931/02/18

2012/07/03 10:04:11


キーイメージのみ表示

キーイメージのみ表示します。矢印や距離等、計測・描画ツールが使用された画像がキーイメージ となります。例では、2シリーズ目の10枚目にのみ矢印を使用しています。




イメージ順

イメージ順を切り替えます。



反転


画像の明暗を反転して表示します。





実寸表示

実寸大で画像を表示します。(設定方法は次頁に記載)





<設定方法>

ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) >[ビューア]タブ内の「モニター」を設定します。


モニター

モニターの解像度(幅)

ディスプレイの解像度(幅)を登録します。 例)「1280×1024」の場合「1280」

モニターの実寸(幅)

実際の画面サイズ(幅)を登録します(単位:mm)



<table-cell-rows> ワンポイント


[プロファイル]タブ内の初期設定で「実寸表示」にチェックを入れ設定保存した場合、次回起動時から実寸表示の状態で起動します。(モダリティごとに設定が必要)



ASTROSTAGE


100% (ピクセル等倍)

画像を100%(ピクセル等倍)表示します。




150%

150%に拡大して表示します。




200%

200%に拡大して表示します。




フィット

表示フレーム枠に合せて表示します。



指定拡大


指定の拡大率で表示します。後述の『任意拡大』で拡大率を設定できます。例では拡大率:「67.4%」 に設定され、画像右下にも「67.4%」と表示されています。





任意拡大

任意の拡大率を設定します。プルダウンからの項目(FIT、 $10\sim200$ が選択可能)を選択するか、フリーテキスト入力も可能です。また、[指定拡大率に設定]ボタンをクリックすると、上述の『指定拡大』の拡大率に設定することができます。




任意回転 移動

マウス操作により、画像の角度変更および平行移動します。


角度変更

緑線に手のひらアイコンを合わせ、矢印アイコンに変わるとマウス操作で角度変更ができます。



平行移動


手のひらアイコンの状態でドラッグ&ドロップで任意の場所に画像を移動できます。



ASTROSTAGE

任意回転_移動:リセット

任意回転・移動した画像を初期状態に戻します。



任意回転_移動:保存

任意回転・移動した画像のうち、選択されている画像を保存します。(複数選択可)

例1) 右上の画像が選択された状態(白枠)で保存すると、右上の画像のみ保存されます。



例2) 複数選択されている状態(緑枠)で保存すると、選択されている画像が保存されます。






参考:元画像



90 度回転

画像を右に90度回転して表示します。




180 度回転

画像を右に180度回転して表示します。



270 度回転

画像を右に270度回転して表示します。



左右反転

画像を左右反転して表示します。



上下反転

画像を上下反転して表示します。






補正表示

画素をバイリニア補間し滑らかに表示します。補正表示されている場合は画像右下に「Bilinear」と表示されます。



フィルタ

画像をフィルタ表示します。シャープ $1\sim 6$ 、スムース $1\sim 6$ 、エッジ強調から選択します。例では「シャープ 1」でフィルタし、画像右下には「Sharp1」と表示されています。







レベル補正

レベル補正ダイアログで WW/WL、ガンマを変更します。

<初期値>



<補正後>







ヒストグラム

画像のヒストグラムを表示します。横軸に画素値(階調値)、縦軸にその画素数を表示します。

■選択した画像全体のヒストグラム



■ROI 範囲内のヒストグラム




楕円 ROI のみで使用可能。ポリゴン、自由線、スタンプ ROI ではヒストグラムに反映しません。



カラーLUT カラーLUT を選択して表示します。



例では「HOT IRON」を選択しています。



■カラーマップ編集

[カラーLUT 設定…]ボタンを選択すると、カラーマップ編集画面が起動し、カラーマップごとに色の編集をすることができます。

カラーマップ編集





カーブデータ

DICOM データに心電図の波形データが存在する場合、動画下部に波形を表示します。カーブデータを表示するためには、後述の設定が必要になります。




カーブデータのアイコンで表示/非 表示の切り替えはできますが、波形 表示の大きさは変更できません。

<設定方法> ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) > [プロファイル] タブ>表示カテゴリ内の「カーブデータ表示」にチェックを入れ保存し、ビューワを再起動します。



→ ワンポイント

カーブデータは、DICOM タグ(5000,0010)等、5000 番台の必要なタグデータが存在することで表示されます。





iNazca マーカー表示

iNazcaView マーカー表示機能で登録したマーカーをビューワに表示します。

<iNazcaView 側の操作>




<ビューワ表示>






全画面表示

ビューワ画面を全画面表示します。






リセット 初期状態に戻します。



4.4 計測·描画


連続使用

計測ツールを連続で使用するモードに切り替えます。連続使用を再選択でモード解除します。




1回使用

計測ツールを1回使用するモードに切り替えます。



保存

図形を保存します。ビューワ画面を再起動後も図形を参照することができます。 (自分以外のユーザも参照可能)





計測コピー

計測値をコピーします。

計測貼り付け


コピーした計測値を貼り付けます。




ワンポイント

画像上に計測がある場合、右クリックメニューに「計測コピー」が表示されます。 コピーした計測は、右クリックメニューの「計測貼り付け」で貼り付けることができます。

画像上に計測があるため、右クリックメニューに「計測コピー」が表示されます。



「計測貼り付け」でコピーした計測を貼り付けることができます。




計測終了

計測を終了します。




表示/非表示切替

図形の表示/非表示を切り替えます。



キャリブレーション

画像のキャリブレーションを行います。例1では線分5mm、例2では鉄球1.0inchで行います。






シリーズに適用/検査に適用:適用するほうにチェックを入れます。

[非表示]/[表示]ボタン: 非表示/表示を切り替えます。 [削除]ボタン: キャリブレーション値を削除します。 [保存]ボタン: キャリブレーション値を保存します。

ASTROSTAGE


CTR

CTR 計測を行い、計測値を表示します。




距離

2点間の距離を表示します。




自由線計測

画像上に自由線を表示して、距離を計測します。




CTR 自動

CTR 計測を行い、計測値を表示します。 画像解析により自動で入力されます。




距離 (中間点)

2 点間の距離およびその中点までの距離を表示します。



真円計測


画像上に真円を表示して、距離を計測します。






長短径

長径、短径を表示して、距離を計測します。




ROI

ROI を指定して、その内部の面積・最小値・最大値・平均値・標準偏差を表示します。




自由線 ROI

自由先でROIを指定して、その内部の面積・最小値・最大値・平均値・標準偏差を表示します。




ポリゴン ROI

ポリゴン ROI を指定して、その内部の面積・最小値・最大値・平均値・標準偏差を表示します。



スタンプ ROI


スタンプ ROI を指定して、その内部の面積・最小値・最大値・平均値・標準偏差を表示します。



ASTROSTAGE


SUV

PET-CT で ROI 計測を行う場合に SUV 値で計 測値を算出します。




角度

2つの線分を指定して、そのなす角を計測します。




Cobb 角

Cobb 角を計測します。




SUV MTV

ROI 内の SUV 最大値の関心領域を抽出した領域内の SUV 値で計測値を算出します。




角度(2線分)

2つの線分を指定して、そのなす角を計測します。



FTA


FTA を計測します。






中心線

画像上の直線を引き、その中点から垂線および 垂線とのなす角を表示します。



相対距離

基準線(Base#1) に対し相対距離を求める線([1])を引き、相対距離を表示します。



※ダブルクリックで終点となります。

平行線間距離

平行な2線間の距離を計測します。





平行線間距離比

平行な2線間距離の比率を計測します。









垂線間距離

基準線に対する二つの垂直線間の距離を計測します。




垂線間距離2

基準線に対する1、2本目と2、3本目の垂直線間の距離をそれぞれ計測します。



垂線距離


基準線に対する垂直線の距離を計測します。





対基準線角度

基準線に対する角度を計測します。




<新たに基準線を引く場合>

画面上に基準線が既に引かれている場合、[Shift]キーを押しながら基準線の始点をクリックすると、新規で別の基準線を設定することができます。

対基準線角度・余角


対基準線角度測定時、基準線やそれに対する角度・余角を計測します。






CE/Sharp 角

CE 角の測定では、両側大腿骨頭の中心と、臼蓋外側上縁を結ぶ線と、両方の大腿骨頭の中心を結 ぶ線に対する垂線の角度を測定します。



Sharp 角では、左右の涙痕(Y軟骨)を結ぶ線を引いた後に、[Shift]キーを押しながら臼蓋外側上 縁から同じ側の涙痕までドラッグすることで計測できます。



テキスト


画像上にテキストを表示します。画像上で任意箇所をクリックし、テキスト入力画面でテンプレー トからの選択かフリーテキスト入力後に[OK]ボタンを押すと反映します。

デモ標準 一郎

1931/02/18

2012/07/03


10:04:11






矢印

画像上に矢印を表示します。




長方形

画像上に長方形を表示します。




自由線 (矩形編集)

画像上に自由線を表示します。




直線

画像上に直線を表示します。




円

画像上に円を表示します。



ポリライン

画像上にポリライン線を表示します。




※ダブルクリックで終点となります。

ASTROSTAGE

ポリゴン


画像上にポリゴン線を表示します。



ダブルクリックで終点となり、始点と終点が結 ばれます。


スタンプ円

画像上に円を表示します。




スタンプ四角

画像上に四角形を表示します。



スタンプ矢印


画像上に矢印を表示します。




※矢印には、番号が自動で割り振られます。

削除

選択した計測・描画のオブジェクトを削除します。









全削除

計測・描画のオブジェクトをすべて削除します。







4.5 レイアウト

4.5.1 シリーズレイアウト


横1×縦1シリーズ

シリーズレイアウトを 1×1 に変更します。




横2×縦1シリーズ

シリーズレイアウトを2×1に変更します。




横2×縦3シリーズ

シリーズレイアウトを2×3に変更します。




横2×縦2シリーズ

シリーズレイアウトを2×2に変更します。



横2×縦4シリーズ


シリーズレイアウトを2×4に変更します。






横3×縦1シリーズ

シリーズレイアウトを3×1に変更します。




横3×縦3シリーズ

シリーズレイアウトを3×3に変更します。



横4×縦1シリーズ

シリーズレイアウトを4×1に変更します。




横3×縦2シリーズ

シリーズレイアウトを3×2に変更します。




横3×縦4シリーズ

シリーズレイアウトを3×4に変更します。



横4×縦2シリーズ

シリーズレイアウトを4×2に変更します。





横4×縦3シリーズ

シリーズレイアウトを4×3に変更します。



横4×縦4シリーズ

シリーズレイアウトを4×4に変更します。




横1×縦2シリーズ

シリーズレイアウトを1×2に変更します。




横1×縦3シリーズ

シリーズレイアウトを1×3に変更します。



横1×縦4シリーズ

シリーズレイアウトを1×4に変更します。






カスタムレイアウト シリーズシリーズレイアウトを任意のレイアウトに変更します。



選択シリーズ表示

選択したシリーズを表示します。



全シリーズ表示

全てのシリーズを表示します。








ワンポイント

モニタ2面にまたがって表示する際に、シリーズレイアウトを調整することができます。


モニタ2面にまたがってビューアを表示する際に、シリーズレイアウトの横が奇数の場合に モニタをまたがって表示されるレイアウト枠が発生してしまうため、設定によりシリーズレイア ウト枠を左寄せ、または右寄せで調整します。

例)

・シリーズレイアウト横3×縦1



・シリーズレイアウト横5×縦1



※同様に、シリーズレイアウト横が7、9の場合も左寄せ、右寄せが適用されます。

<NazcaView.ini の設定箇所>

端末毎の設定なので、NazcaView.ini で設定します。

NazcaView.iniの[Nazca]セクションに下記のように設定します。

AdjustSeriesLayoutToMonitor=1


設定値 0:調整なし(初期値) 1:左寄せ 2:右寄せ




4.5.2 イメージレイアウト

横 1 × 縦 1 イメージ


タイル表示を1×1に変更します。



横2×縦1 イメージ




横 3 ×縦 2 イメージ タイル表示を 3 × 2 に変更します。



横 $2 \times$ 縦2 イメージ タイル表示を 2×2 に変更します。




横 $3 \times$ 縦3 イメージ タイル表示を 3×3 に変更します。



ASTROSTAGE


横4×縦4 イメージ

タイル表示を4×4に変更します。




横4×縦5 イメージ

タイル表示を4×5に変更します。




横1×縦2 イメージ

タイル表示を1×2に変更します。



カスタムレイアウト イメージ タイル表示を任意のレイアウトに変更します。







4.5.3 レイアウトセット

レイアウトセットには、レイアウト設定画面で登録したセットが表示されます。

ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) > [プロファイル]タブ> [レイアウト...]ボタンの順に選択するとレイアウト設定画面が表示されます。









モダリティ CT のレイアウト設定例を一部記載します。


初期表示




現在+前回




現在+前2




現在+前回+前2



現在+前回(肺野+縦隔)




現在+前回+前2 (肺野+縦隔)






ROI 計測値表記位置上レイアウト

ROI の計測値を画像上部に整列表示します。



ROI 計測値表記位置下レイアウト

ROIの計測値を画像下部に整列表示します。






次のシリーズへ


次のシリーズを表示します。






前のシリーズへ


前のシリーズを表示します。






最初のシリーズへ

最初のシリーズを表示します。






最後のシリーズへ

最後のシリーズを表示します。








次のシリーズページへ


次のシリーズページを表示します。





前のシリーズページへ


前のシリーズページを表示します。





次のシリーズ行へ


次のシリーズ行を表示します。





前のシリーズ行へ


前のシリーズ行を表示します。






次のイメージへ

次のイメージを表示します。




前のイメージへ

前のイメージを表示します。




最初のイメージへ

最初のイメージを表示します。



最後のイメージへ


最後のイメージを表示します。





次のページへ


次のイメージページを表示します。





前のページへ


前のイメージページを表示します。





次の行へ

次のイメージ行を表示します。










アノテーション

アノテーションの表示/非表示を切り替えます。





DICOM タグ表示

DICOM タグ情報の一覧を表示します。



タググループのフィルタ グループごとにフィルタリングができます。


[ファイルに保存]ボタン

名前を付けて保存のダイアログボックスが表示され任意場所にタグ情報を保存できます。

[閉じる]ボタン


DICOM ダンプ画面を閉じます。

例では、検査情報が格納されているグループ:(0008,****)でフィルタをかけています。






[ファイルに保存]ボタンを押すとダイアログボックスが表示されます。規定ではファイル名: 「dump.txt」、ファイルの種類:「TextFiles(*.txt)」が表示されます。



文字マスク設定

選択範囲にマスクシートを設定します。例では、機器からの患者情報部分をマスクしています。 マスクシートはシリーズ内の画像に反映され、画像出力でJPEGで保存ができます。

(DICOM でマスクしたい場合、検像での操作となります)



文字マスク表示


マスクシートの表示/非表示を切り替えます。





レイヤを閉じる

画像をレイヤ表示している場合、レイヤウィンドウを閉じます。例では、サムネイルから追加したレイヤウィンドウを閉じます。(レイヤはレイアウト設定でも設定ができます)




サムネイルからドラッグ&ドロップで ビューワに追加した場合、赤丸で囲んだ部分の ようにレイヤマークが表示されます。

レイヤウィンドウを閉じることでレイヤ画像が 消え、元の画像が表示されます。

シリーズを閉じる

シリーズ単位で画像を閉じます。




検査を閉じる 検査単位で画像を閉じます。



4.6 設定

スラブ厚設定

スラブ厚表示する場合のスライス数を設定します。




スライス数 1以上のスライス数を入力します。

[OK]ボタン スライス数を保存し画面を閉じます。

[キャンセル]ボタン スライス数を保存せずに画面を閉じます。

ルーペ設定

ルーペの縮尺や範囲について初期表示の設定ができます。



左側のスライドバー 魚眼レンズの倍率を設定します。

右側のスライドバー拡大率を設定します。

ルーペ設定枠全体範囲を設定します。

キャリブレーション設定

キャリブレーションの初期表示の設定ができます。



線分・鉄球のラジオボタン 線分、鉄球の選択を切り替えます。

線分・鉄球の数値

計測値を入力します。また、それぞれ mm, cm, inch, fr に単位を変更できます。

シリーズに適用・検査に適用のチェックシリーズ、検査の適用を切り替えます。

[非表示]/[表示]ボタン 非表示/表示を切り替えます。

[削除]ボタン キャリブレーション値を削除します。

[保存]ボタン キャリブレーション値を保存します。



4.7 拡張ウィンドウ

4.7.1 シネモード


単シリーズ再生

単シリーズを繰り返し再生します



全シリーズ再生

全シリーズを繰り返し再生します。





往復再生モード

単シリーズを往復再生します。



再生

動画再生します。



停止


再生を停止します。






コマ送り

1コマ送ります。



コマ戻し

1コマ戻します。





1FPS

再生速度を1FPSにします。

2FPS

再生速度を 2FPS にします。

3FPS

再生速度を3FPSにします。

7FPS

再生速度を 7FPS にします。

15FPS

再生速度を15FPSにします。

30FPS

再生速度を30FPSにします。

60FPS

再生速度を60FPSにします。

下図は30FPSに変更した場合の例です。右下に「fps:30.0」の表示が確認できます。






4.7.2 レンダリング

3D を開く


選択しているシリーズの 3D 画面を開きます。





MPR を開く

MPR ビューワを起動します。



※3D、MPR 起動時にシリーズ内のイメージ枚数が3枚未満の場合にメッセージが表示されます。3枚以上のシリーズを選択し起動してください。






- 3D を閉じる
- 3D 画面を閉じます。

AXIAL

AXIAL 表示をします。 ※CT、MRI で有効



SAGITTAL


SAGITTAL 表示をします。 ※CT、MRI で有効





CORONAL

CORONAL 表示をします。 ※CT、MRI で有効



⊖ ワンポイント

MPR 像に切り替えて表示した場合も、同期モードでは同断面で同期します。

例では、下段の2シリーズを MPR 像の CORONAL で表示しています。 ホイールおよびページングで他の MPR 像も同期して更新します





MPR 移動量


ページング移動量を調整します。 ※初期値:移動方向のピクセルサイズ





MPR リセット

初期表示(中心断面)に戻します。






4.7.3 Computed DWI

Computed DWI (計算拡散強調画像)


Computed DWI のパラメータ調整用のダイアログを起動します。

検査モダリティが MR の場合のみ起動可能。

[Computed DWI]ボタンを選択するとビューワ画面左上にダイアログが表示します。



使用する2枚の画像をドラッグ&ドロップで選択します。





◯ ワンポイント


Computed DWI に適した拡散強調画像(DWI)である必要があります。

DWI かの区別は DICOM タグで確認できます。

(0018,1030) プロトコル名 (DWI であること)

(0018.9087) 拡散 b 値(装置で撮像された際の b 値が登録されている)

(0008,103e) シリーズ記述



赤枠:

[画像選択]ボタン

マウスモードを Computed DWI の画像の選択 モードに切り替えます。

[リセット]ボタン パラメータをリセットします。

[画像保存]ボタン

既存機能の「DICOM 保存」を呼び出し生成した画像を保存します。

青枠:

- ・画像のb値それぞれの画像から取得したb値
- ・b 値調整
 - b 値を変更し、リアルタイムに画像を変化させます。

緑枠:

オートウィンドウ機能


b 値が大きくなると画素値が小さくなり画像が全体的に暗くなるため、b 値の変化に追従して輝度を自動調整する機能です。

・低 ADC 値のピクセルをカット ノイズとなる低 ADC 値のピクセルのカット機能とそのしきい値です。

各パラメータは終了時に保存され、次回同じ画像を選択した際に自動で適用されます。 ユーザ毎に検査単位で記憶します。


ASTROSTAGE

ここでは b 値をパラメータ調整した場合の例を記載します。







次に、ノイズとなる高輝度のピクセルをカットする例を記載します。 「低 ADC 値のピクセルをカット」のパラメータを調整します。



ADC 値 < 0.0

ADC 値 < 0.2








4.7.4 DICOMRT

DICOMRT

DICOMRT のダイアログを表示します。ビューワ画面には Strucures、Isodose を表示することができます。




複数の治療計画がある場合は、治療計画の選択画面が表示されます。 対象の治療計画をダブルクリック、もしくは選択し[OK]ボタンをクリックします。





<DICOMRT 画面の説明>



【赤枠】

[Plan 選択]ボタン

複数プラン存在する場合に切り替えます。

[Structures]ボタン

Structures の表示/非表示を切り替えます。

[Isodose] ボタン

Isodose の表示/非表示を切り替えます。

[DVH]ボタン

DVH グラフを表示します。

[BEV]ボタン

ビーム入射位置、範囲を視覚的に表示します。

【青枠】

Structures チェック枠

チェックが付いている項目のStructuresを表示します。

透過率

ビューワに表示する際の透過率を設定します。

Structure Information

プルダウンで選択している項目の詳細情報 (Volume, Min Dose, Max Dose, Mean Dose) を表示します。

【緑枠】

Isodose チェック枠

チェックの付いた項目の Isodose を表示します。

Rx Dose

リスト上 100%に当たる値。DICOM 情報の値

Dosa 値

初期値は DICOM 情報の RxDose 値

割合[%]

Dose 値が何%の値であるかを示す割合

[適用]ボタン

線量の変更が必要な場合、数値を変更し[適用]ボタンを選択すると反映します。

[リセット]ボタン

各項目および画像を初期起動の状態にして表示


诱渦率


ビューワに表示する際の透過率を設定します。



<DICOMRT の RxDose 値に対する割合入力>

Dose 値に対する割合 [%] を入力して[適用]ボタンを押すと、リストおよび画像を更新します。例では、「100%」から「200%」に変更しています。








<DVH グラフ>

ダイアログから[DVH]ボタンを選択すると、RT Structure(腫瘍や臓器などの ROI)ごとの被曝線量を表す DVH(線量体積ヒストグラム)グラフを表示します。




横軸:臓器の被曝線量

縦軸:その臓器の体積全体の何%が被曝しているか

ウィンドウサイズの変更


DVH グラフ画面の右下の枠にマウスカーソルを合わせると矢印に変わります。その状態でマウ




ASTROSTAGE

・凡例の表示

Structures のチェックが入っている項目が凡例に表示されます。チェックを外すと凡例からも表示が消えます。




下図は「BODY」のチェックを外した例です。






・線量値/体積の表示


カーソルを当てた位置の線量値/体積を表示します。




・グラフ下部のスライダー スライダーでグラフ線上のデータ点を指し示し、その地点の情報を表示します。



• 背景色反転








<BEV>

ダイアログから[BEV]ボタンを選択すると、Beam's Eye View 画面を起動し、照射方向から見た視野範囲(BEV)を表示します。照射方向が視線上にある場合は矩形で表示します。

■2D 上の表示例



■3D 上の表示例





リスト上の選択状態のビームを視線とした画像を表示します。(青色背景が選択状態)




回転に従い、ビーム方向も移動します。





4.7.5 リウマチ自動判定


リウマチ画像診断支援(HandRA)のダイアログを起動します。



※片手の場合も自動判別します。













<解析結果画面の説明>




項目名	説明
[片手]ボタン	画像処理で片手・両手を自動判断しますが、判断に誤りがあった場合に
[両手]ボタン	手動で切り替えることができます。
[前回値]ボタン	過去に保存した結果を表示します。データベースから値を取得するか、
	保存した CSV ファイルを選択し反映するか設定ができます。
	<nazcaview.ini の設定箇所=""></nazcaview.ini>
	HandRAResultLoad=0…DB から値を取得し結果反映
	HandRAResultLoad=1…保存した CSV ファイルを選択して結果反映
	※初期状態・データベースから値を取得の場合は、起動時に前回値が反
	映されて表示されます。
	※ [リセット] ボタンで自動計算値が反映されます。
[1つ前に戻る]ボタン	1 つ前の編集内容を表示します。
[リセット]ボタン	自動計算の結果を表示します。
[再計算]ボタン	矩形(座標)を編集した場合に、その位置の解析計算を再度行います。
	矩形を移動すると、チェックボックスは ON になります。
[保存]ボタン	データベースおよび画像と CSV ファイルに解析結果を保存します。



<編集・再計算について>


・矩形の移動

矩形を移動すると、リスト上に選択され、チェックボックスが ON になります。



• 値入力


値を直接入力して編集します。Enter キーで赤表示にします。






• 再計算

チェックがある位置の情報を更新します。



・選択位置の移動 テンキーの上下で選択位置を移動します。






4.7.6 読影依頼

読影依頼

ビューワ表示している検査を読影依頼することができます。読影依頼画面 (Miras) が起動するため、依頼先や検査詳細等の必要事項を入力し[依頼先送信]ボタンで依頼作成します。



4.7.7 読影結果

読影結果

読影依頼した検査の読影結果が返ってきている場合、[読影結果]ボタンを押すことができます。レポート画面で読影結果を確認できます。






4.8 他ウィンドウ

4.8.1 プリセット


F1 +-~F12 +-

モダリティごとに作成したプリセットをファンクションキーに割り当てます。 ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) >[プロファイル]タブ>[プリセット...]ボタンの順に選択すると、ファンクションキー画面が表示されます。



プロファイルでモダリティの切り替え、プリセットの名前、ウィンドウ幅、ウィンドウ中心、ガンマ等を入力したら[更新]ボタンで登録します。設定したプリセットは、[他のモダリティに適用する]ボタンで別モダリティにコピーすることもできます。

下図では、[F5]キー押下でプリセット一覧の「腹部 2」を読み込みしています。






4.8.2 カスタムコマンド


カスタムコマンド1~9

コマンドを組み合わせて実行することができます。

ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) > [ビューア]タブの順に選択し、カスタムコマンド欄でコマンド名、実行するコマンドを登録します。登録後は[OK]ボタン押下後にアプリケーションを再起動することで設定が反映します。



ビューワ画面でカスタムコマンド1を選択し、「全選択」>「反転」の動作が確認できます。






4.8.3 カスタムビュアコマンド


カスタムビュアコマンド1~9

コマンドラインを組み合わせて実行することができます。

ビューワ画面右上の設定ボタン(スパナボタン)>[ビューア]タブの順に選択し、カスタムビュアコマンド欄でコマンド名、実行するコマンドを登録します。登録後は[OK]ボタン押下後にアプリケーションを再起動することで設定が反映します。



例ではビューワで選択した画像をシェーマ編集ソフト (STELLARSchema) で読み込みます。





4.8.4 検査一覧

検査一覧

検査一覧の表示/非表示を切り替えます。

<表示>



<非表示>



4.8.5 サムネイルバー

サムネイルバー

サムネイルバーの表示/非表示を切り替えます。

<表示>



<非表示>





4.8.6 キーボード割り当て一覧

キーボード割り当て一覧


設定されているキーマウスコマンド、キーボードコマンドをプロファイルごとに表示します。 ビューワ画面左側に表示し、右上の[閉じる]ボタンで画面を閉じます。 例では、プロファイル: CT の場合の割り当て一覧を表示しています。





■キーマウスコマンドの設定

ユーザ単位の設定です。ビューワ画面右上の設定ボタン(スパナボタン)>[プロファイル]タブの「キーマウスコマンド」カテゴリでモダリティごとに設定します。登録後は[OK]ボタン押下後にアプリケーションを再起動することで、キーボード割り当て一覧に反映します。





■キーボードコマンドの設定

ユーザで共通となります。キーボードコマンドはユーザー設定ダイアログから変更可能です。 (参考:後述の「6.2.4 [キーボード]タブ」)

例として、キーマウスコマンドの距離: [R]キーを押しながら、マウス操作すると距離計測が使用できます。キーボードコマンドのアイテムの削除: [Del]キーで選択した計測結果を削除できます。






5. 設定 (スパナボタン)

設定 (スパナボタン) では[全般・データベース]、[ビューワ]、[プロファイル]の各タブで詳細設定の変更ができます。

5.1 [全般・データベース]タブ





5.1.1 全般

ウィンドウ

タイトルを表示する ☑ (表示する)







チェックを外すことにより、タイトルバーなしに全画面表示ができます。







ドッキングバーを固定する ☑ (固定する)


チェックを外すとドッキングバー (赤枠部)を別ウィンドウで配置することができます。

(チェック無)

(チェック有)



タブをドラッグすることにより浮動可能





位置固定

タブをドラッグし、別ウィンドウとして配置することもできます。

別ウィンドウの状態から元の位置に戻したい場合は、[検査一覧]と[サムネイル]のタイトルバーをダブルクリックすると、元の位置に戻ります。

[×]ボタンで閉じてしまうので頻繁に使用される場合は注意してください。

閉じてしまった場合は、[メニュー]バーの[他ウィンドウ]から[検査一覧]と[サムネイル]を選択してください。

終了した位置を記憶する。 ☑ (記憶する)

前回終了時のウィンドウの位置とサイズを記憶して、次回起動時に同じウィンドウ位置とサイズで表示します。

ユーザー設定先参照先

ユーザ単位の設定参照先を表示します。



5.1.2 データベース

フォント・色

[検索一覧]タブ内のデータベースに使用される文字サイズ・文字色・背景色をカテゴリ別に指定できます。

カテゴリ	フォントスタイル	テキスト色	背景色
データベースリストのタイトル	小(選択可)	(選択可)	■■ (選択可)
データベースリスト	小(選択可)	(選択可)	(選択可)
データベースリストの奇数行	小 (固定)	(固定)	(選択可)
データベースリストの偶数行	小 (固定)	(固定)	(選択可)
データベースリストの選択行	小 (固定)	(選択可)	■■ (選択可)
ソートの列 (ソートをかけた列)	小 (固定)	(固定)	■■ (選択可)

5.1.3 検索・ダイレクト検索・[リストをデフォルトに戻す]ボタン

検索

内容	説明	初期値
検索結果が多くても警告のメッセージ	検査結果が多い場合、警告メッセージ	□ (出さない)
を出さない	を表示しません	
データベース画面に戻る時再問合せを	データベース画面に戻る時に再問合せ	□ (行わない)
行う	を行いません	
患者 ID 前置文字	患者検索を行う際に必要な「先頭の文	空欄
	字列」を入力します。	
患者 ID 後置文字	患者検索を行う際に必要な「後尾の文	空欄
	字列」を入力します	

自動更新

内容	説明	初期値
自動更新を有効にします	自動更新を有効にします	□ (無効)
(指定) 秒毎に更新する	更新間隔を指定秒にします	0(グレー反転)

ダイレクト検索(項目を切り替える毎に検索を実行します)

内容	初期値
医療機関コード	□ (実行しない)
モダリティ	□ (実行しない)
検査日	□ (実行しない)


[リストをデフォルトに戻す]ボタン

リストを全てデフォルト(初期値)に戻します



5.2 [ビューア]タブ

NazcaView 全体の表示設定、カスタム設定などを行います。



5.2.1 表示設定

内容	説明	初期値
表示		
メニュー	ビューアにメニューを表示します	☑ (表示)
ツールバー	ビューアにツールバーを表示します	☑ (表示)
検査一覧	ビューアに検査一覧を表示します	☑ (表示)
過去検査一覧	過去検査一覧を表示します	☑ (表示)
検査一覧の並び順	検査日付の並び順を設定します	降順
(プルダウン)		
検査日付の強調表示	検査一覧で本日の検査の検査日付を強	□ (強調なし)
	調表示します	



内容		説明		初期値
モダリティ検索プリセット		モダリティ	検索のプリセットを設定し	※下図参照
(別ウィンドウ表示)		ます		
■ プリセット設定		×	[新規作成]ボタン:	
新規作成編集	川除 ↑ ↓		プリセットを新規に作成	えします
プリセット名	モダリティ		[編集]ボタン:	
CR	CR		選択したプリセットを編	集します
СТ	СТ			,
MR	MR		[削除]ボタン:	
CR-CT-MR	CR,CT,MR		選択したプリセットを削	除します
US	US			,
ES	ES		[↑]・[↓]ボタン:	
RF	RF		 選択したプリセットの順	番を入れ替えます
XA	XA			(
MG	MG			
MG-US	MG,US			
PT	PT			
XC	XC			
NM nass	NM nais			
IVUS	IVUS			
OT SC	OT SC			
	ОК	キャンセル		
モダリティ検索を使用する		モダリティ	検索を使用します	☑ (使用)
モダリティ検索を保持する		モダリティ	検索を保持します	☑ (保持)
選択した画像と連	動する	選択した画	「像に併せて、選択表示をし	☑ (表示)
		ます		
複数モダリティは	は先頭でソート	複数モダリ	「ティの場合、先頭のモダリ	☑ (ソート)
する	する		-トします	
カンファレンス		カンファレ	ンスを表示します	☑ (表示)
同一患者のみ表示		同一患者の	みを表示します	☑ (表示)
サムネイルバー		ビューアにす	こサムネイルバーを表示しま	☑ (表示)
種類	(プルダウン)	サムネイルの種類を設定します		JPEG
サイズ	(プルダウン)	サムネイルのサイズを設定します 96		96
画像表示操作	(プルダウン)	サムネイル	の画像表示操作を選択しま	ダブルクリック
		す。		
ドッキングキャプション		ドッキンク	^で ウィンドウのキャプション	☑ (表示)

を表示します



内容	説明	初期値	
モニター			
モニターの数 (プルダウン)	モニタ数を設定します(モニタ数はビュ	1	
	ーア単位の設定です。※ユーザ毎の設定では		
	ありません)		
モニターの解像度	モニタの解像度(幅)を設定します	0	
	[単位:ピクセル]		
モニターの実寸	モニタの実寸(幅)を設定します	0	
	[単位:mm]		
自動更新			
自動更新	自動更新を有効にします	□ (無効)	
自動更新間隔	自動更新時間を設定します(秒)	0	
全体サムネイルタブ			
全体サムネイルタブ表示	全体サムネイルタブを表示します	☑ (表示)	
全体サムネイルサイズ	サムネイルのサイズを設定します	AUTO	
(プルダウン)			
全体サムネイルタブ優先選択	全体サムネイルタブを優先選択にしま	□ (しない)	
	す		
検査日付の連動表示			
検査日付の連動表示モード	過去検査リスト、アノテーション、全	色とマーク両方	
(プルダウン)	体サムネイルの検査日付を連動で表示		
	します		
現在検査			
現在日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	FFFFFF	
現在日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	なし	
比較検査1			
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	FF0000	
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	•	
比較検査2			
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	00FF00	
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	A	
比較検査3			
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	00FFFF	
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します		
比較検査 4			
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	FFFF00	
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	•	



内容	説明	初期値
比較検査5		
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	FF0080
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	▼
比較検査6		
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	FF8000
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	0
比較検査7		
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	FF00FF
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	\triangle
比較検査8		
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	FF8080
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	
比較検査9		
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	80FF80
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	\Diamond
比較検査10		
比較日付の色 (プルダウン)	検査日付の色を設定します	8080FF
比較日付のマーク (プルダウン)	検査日付のマークを設定します	∇
リセット		
再読み込み	「リセット」で再読み込みします	□ (再読み込みし
		ない)
リセット実行時の確認	リセット実行時に確認メッセージを表	□ (非表示)
	示します	
選択		
選択表示形式 (プルダウン)	選択表示形式を設定します	枠を表示する
全選択/選択解除スイッチ	「全選択」で全選択/全選択解除をス	□ (しない)
	イッチします	
選択モードの操作 (プルダウン)	「選択」ボタンでの選択モード時の操	左クリック
	作を設定します	
選択グループモードの操作	「選択グループ」ボタンでの選択モー	左クリック
(プルダウン)	ド時の操作を設定します	



内容	説明	初期値
領域選択		
領域選択のマウスアップ時の動作	領域選択のマウスアップ時の動作	レポート貼り付
(プルダウン)		け
ワンクリックによるキャンセル	ワンクリック(領域未設定)の場合は	□ (しない)
(プルダウン)	領域選択モードをキャンセルします	
	(前のマウスモードに戻ります)	
カスタムレイアウト		
シリーズ横方向最大分割数	カスタムレイアウトのシリーズの横方	6
(プルダウン)	向最大分割数	
シリーズ縦方向最大分割数	カスタムレイアウトのシリーズの縦方	6
(プルダウン)	向最大分割数	
イメージ横方向最大分割数	カスタムレイアウトのイメージの横方	6
(プルダウン)	向最大分割数	
イメージ縦方向最大分割数	カスタムレイアウトのイメージの縦方	6
(プルダウン)	向最大分割数	
状態保存/復元		
参照履歴の自動保存	参照履歴を自動で保存します	□ (しない)
最大保存件数	最大保存件数	30 (件)
最大保存日数	最大保存日数	7 (日)
同一検査上書き保存	同一検査の場合上書きで保存します	□ (しない)
輝度変更		
マウス操作による輝度変更の方向	マウス操作による輝度変更の方向設定	横
(プルダウン)	をします	
輝度変更数値 (左)	チェック有りの場合、左に行くほど数	\square
	値が小さくなります	
輝度変更数値 (上)	チェック有りの場合、上に行くほど数	\square
	値が小さくなります	
輝度情報クリックによりウィンドウ	輝度情報アノテーションをクリックす	
レベルダイアログ表示	るとウィンドウレベルダイアログが表	
	示されます	
拡大粛宗操作		
マウス操作による拡大縮小の方向	マウス操作による拡大縮小の方向を設	上: 拡大
(プルダウン)	定します	下:縮小
ドラッグ&ドロップ		
ドラッグ&ドロップ	画像選択モード時にドラッグ&ドロッ	□ (使用しない)
	プを使用します	



内容	説明	初期値
ドラッグ&ドロップ XML 出力	ドラッグ&ドロップ時に XML を出力	□ (出力しない)
	します	
ドラッグ&ドロップ XML 出力パス	ドラッグ&ドロップ時の XML 出力パ	(空欄)
(フォルダ参照)	スを指定します	
コピー		
最小コピーサイズ	-1:コピーしたサイズで出力	128
	-1 以外:設定サイズより小さい場合は	
	設定サイズまで拡大します	
最大コピーサイズ	-1:コピーしたサイズで出力	512
	-1 以外:設定サイズより大きい場合は	
	設定サイズまで縮小します	
選択コピー枠の色 (プルダウン)	選択コピー枠の色を設定します	FFFFFF
選択コピー範囲の表示	選択コピー範囲を表示します	□ (非表示)
選択コピー後のマウスモード設定	選択コピー後に元のマウス操作に戻り	☑ (元に戻る)
	ます	
コピーモード (プルダウン)	コピーモードを設定します	描画領域(図形:
		描画サイズ)
アノテーション描画	アノテーションを描画します	□ (描画しない)
スケール描画	スケールを描画します	□(描画しない)
画像出力		
出力最小コピーサイズ	-1:コピーしたサイズで出力	-1
	-1 以外:設定サイズより小さい場合は	
	設定サイズまで拡大します	
出力最大コピーサイズ	-1:コピーしたサイズで出力	-1
	-1 以外:設定サイズより大きい場合は	
	設定サイズまで縮小します	
出力コピーモード	出力コピーモードを設定します	原画 (図形:ピク
		セルサイズ)
出力 JPEG ファイル名	出力 JPEG ファイル名のフォーマット	#id_#studydate_
	を設定します	#modality_
		#seriesno_
		#imageno_
		#frameno
アノテーション描画	アノテーションを描画します	□ (描画しない)
スケール描画	スケールを描画します	□ (描画しない)



内容	説明	初期値
レポート貼り付け		
矢印図形レポート貼付時の文字列	矢印1図形に対して1文字列です。	(空欄)
	置き換え文字 [N]:図形登録番号	
	[R]: 改行	
	例)病変[N]は、[R]	
画像選択順でレポート貼り付け	複数画像選択時に画像選択順でレポー	□ (貼り付けない)
	トに貼り付けます	
アノテーション貼り付け	レポート貼り付け時にアノテーション	□ (描画しない)
	を描画します	
スケール貼り付け	レポート貼り付け時にスケールを描画	□ (描画しない)
	します	
マウスカーソル		
計測時のカーソル (プルダウン)	計測時のカーソルの種類を選択します	十字
ページ送りのカーソル	ページ送りのカーソルの種類を選択し	アイコン
(プルダウン)	ます	
距離計測		
計測線の両端に垂線を表示	測定線の両端に垂線を表示にします	☑ (表示)
計測値を常に水平に表示	計測値を常に水平に表示します	□ (非表示)
CTR 計測		
CTR 入力時に計測値を非表示	CTR 入力時に計測値を非表示にしま	□(非表示)
	す	
CTR の計測表示位置	CTR 計測値表示位置を選択します	横線の中央
(プルダウン)		
計測値連携		
出力先		
データベース	データベースに出力します	☑ (出力する)
XML	XML ファイルを出力します	口(出力しない)
XML 出力パス	XML ファイル出力パスを設定します	(空欄)
(フォルダ参照)		
脂肪抽出		
脂肪 CT 値設定 (フォルダ参照)	脂肪 CT 値を設定します	脂肪CT値自動算
		出
最小脂肪 CT 値	脂肪 CT 値の最小を設定します	0
最大脂肪 CT 値	脂肪 CT 値の最大を設定します	0



内容	説明	初期値
脂肪レポート		
脂肪レポートアプリ連携	脂肪レポートはレポートシステムと連	☑ (連携する)
	携するかどうか(チェックしない場合	
	は簡易レポート)	
脂肪レポート身長入力	脂肪レポートがレポートシステムと連	☑(入力させる)
	携する場合に身長を入力させるかどう	
	カゝ	
脂肪レポート体重入力	脂肪レポートがレポートシステムと連	☑(入力させる)
	携する場合に体重を入力させるかどう	
	カ	
脂肪レポート内臓脂肪警告面積	脂肪レポートがレポートシステムと連	100.0
(sq.cm)	携する場合の内臓脂肪警告面積	
脂肪レポート内臓脂肪危険面積	脂肪レポートがレポートシステムと連	150.0
(sq.cm)	携する場合の内臓脂肪危険面積	
脂肪レポート内臓脂肪正常面積テキ	脂肪レポートがレポートシステムと連	あなたの内臓脂
スト ※ (テキストボックス)	携する場合の内臓脂肪正常面積時の文	肪面積値は、正常
	言	範囲内です。今の
		ところ心配はあ
		りません。これか
		らもバランスの
		良い食事や、適度
		な運動を維持し
		ましょう。
脂肪レポート内臓脂肪警告面積テキ	脂肪レポートがレポートシステムと連	あなたの内臓脂
スト ※ (テキストボックス)	携する場合の内臓脂肪警告面積時の文	肪面積値は、やや
	言	多いです。適度な
		運動を心がけ、カ
		ロリー制限を行
		い、適正体重に向
		けて減量をはか
		りましょう。



内容	説明	初期値
脂肪レポート内臓脂肪危険面積テキ	脂肪レポートがレポートシステムと連	あなたの内臓脂
スト ※ (テキストボックス)	携する場合の内臓脂肪危険面積時の文	肪面積値は、非常
	言	に多いです。積極
		的な運動や食事
		制限による減量
		が必要です。医学
		的な診断につい
		ては、医師にご相
		談下さい。
※ (テキストボックス) テキストボッ	クス内で編集可能	
脂肪レポート内臓脂肪正常判定画像	脂肪レポートがレポートシステムと連	metabo_norm.jpg
	携する場合の内臓脂肪正常判定画像フ	
	ァイル名\$(SharedRoot)使用可	
脂肪レポート内臓脂肪警告判定画像	脂肪レポートがレポートシステムと連	metabo_warn.jpg
	携する場合の内臓脂肪警告判定画像フ	
	ァイル名\$(SharedRoot)使用可	
脂肪レポート内臓脂肪危険判定画像	脂肪レポートがレポートシステムと連	metabo_dang.jpg
	携する場合の内臓脂肪危険判定画像フ	
	ァイル名\$(SharedRoot)使用可	
超音波計測		
入力補助テキストの表示	入力補助テキストの表示設定します	表示する
(プルダウン)		
入力補助テキストの文字サイズ	入力補助テキストの文字サイズを設定	最小
(プルダウン)	します	
入力補助テキストの文字スタイル	入力補助テキストの文字スタイルを設	標準
(プルダウン)	定します	
計測図形の登録番号の文字サイズ	計測図形の登録番号の文字サイズを設	最小
(プルダウン)	定します	
計測図形の登録番号の文字スタイル	計測図形の登録番号の文字スタイルを	標準
(プルダウン)	設定します	
計測図形のマーカーのサイズ	計測図形のマーカーのサイズを設定し	小
(プルダウン)	ます	
レポート貼付時の計測アイテム描画	レポート貼付時の計測アイテム描画を	描画する
(プルダウン)	設定します	
心拍数計測の拍数 (プルダウン)	心拍数計測の拍数	2beat
計測結果表示順 (プルダウン)	計測結果表示順を設定します	上に追加



内容	説明	初期値
Bモード LV Volume		
LV 周長	LV の周長を表示します	□ (非表示)
LV 面積	LV の面積を表示します	□ (非表示)
LV 軸長	LV の軸長を表示します	☑ (表示)
LV 体積	LV の体積を表示します	☑ (表示)
LV 軸の比率	LV 軸の比率を表示します	□ (非表示)
Bモード LA Volume		
LA 周長	LA の周長を表示します	□ (非表示)
LA 面積	LA の面積を表示します	□ (非表示)
LA 軸長	LA の軸長を表示します	☑ (表示)
LA 体積	LA の体積を表示します	☑ (表示)
LA 軸の比率	LA 軸の比率を表示します	□ (非表示)
D モード VTI		
最小流速 (min Vel)	最小流速 (min Vel)を表示します	□ (非表示)
最大流速 (max Vel)	最大流速 (max Vel) を表示します	☑ (表示)
平均流速 (mean Vel)	平均流速 (mean Vel) を表示します	□ (非表示)
最小圧較差 (min PG)	最小圧較差 (min PG) を表示します	□ (非表示)
最大圧較差(max PG)	最大圧較差 (max PG) を表示します	☑ (表示)
平均圧較差 (mean PG)	平均圧較差 (mean PG) を表示します	☑ (表示)
時間速度積分值 (VTI)	時間速度積分値(VTI)を表示します	☑ (表示)
3D		
MPR 画面 (プルダウン)	別のウィンドウで表示します	別画面
検像		
検像保存時の公開範囲	検像保存時の公開範囲を設定します	院内公開
(プルダウン)		
IVUS 設定		
長軸像を逆順に表示する	長軸像の表示方向を逆順に表示します	□(非表示)
HandRA		
HandRA 片手・両手	HandRA の片手・両手の判定方法を設	自動
(プルダウン)	定します	



内容	説明	初期値
骨密度レポート		
骨塩定量検査 (DIP 法) レポート正	骨塩定量検査 (DIP 法) レポートの正	今回の結果では
常テキスト	常時の文言	問題ないようで
※(テキストボックス)		す。今後も注意し
		て骨粗しょう症
		の予防に努めま
		しょう。
骨塩定量検査(DIP 法)レポート骨	骨塩定量検査(DIP 法)レポートの骨	注意が必要です。
量減少テキスト	量減少時の文言	医師の指示に従
※(テキストボックス)		って、食事や運動
		に心がけましょ
		う。
骨塩定量検査(DIP 法)レポート骨	骨塩定量検査(DIP 法)レポートの骨	治療の対象にな
粗鬆症テキスト	粗鬆症時の文言	ります。医師の指
※(テキストボックス)		導を受けるよう
		にして下さい。
骨塩定量検査 (DIP 法) レポート次	骨塩定量検査 (DIP 法) レポートの次	次回検査の月数
回検査の月数	回検査の月数	
(プルダウン)		
DICOMRT		
DICOMRT 削除機能	DICOMRT 選択画面での削除機能を有	□ (しない)
	効にします	



5.2.2 フォント・色


NazcaView で使用されるフォントスタイル・線の種類・色・背景色をカテゴリ別に変更できます。

カテゴリ	フォントスタイル	線の種類	色	背景色
メニュー	最小			
過去検査リスト	最小			
イメージレイアウトの境界線				
シリーズレイアウトの境界線				
イメージ選択枠		実線		
シリーズ選択枠		実線		
サムネイル選択枠(アクティブ)				
サムネイル選択枠		実線		
画像選択				
選択		実線		
選択グループ 1		実線		
選択グループ 2		実線		
選択グループ 3		実線		
選択グループ 4		実線		
選択グループ 5		実線		
選択グループ 6		実線		
選択グループ 7		実線		
選択グループ 8		実線		
選択グループ 9		実線		
選択グループ 10		実線		
サムネイルの文字情報	最小			
スケール(目盛り)	最小			
リファレンスライン		点線		
リファレンスライン(アクティブ)				
ローカライサ゛ヒ゛ューリファレンスライン		なし		
ローカライサ゛ヒ゛ューリファレンスライン (アクティフ゛)				
CT 値	小			
カーソル情報	小			
脂肪抽出(皮下脂肪)	最小			
脂肪抽出(内臟脂肪)				
ルーペ				
選択アイコン背景色				
サムネイルの DICOM タグ情報	最小			
カーブデータ		実線		




5.2.3 カスタムコマンド

カスタムコマンドは、主に別々のアイコンで操作するものを1つにまとめて処理を行います。



- ①「カスタムコマンド」から、登録する場所(1~10)をプルダウンから選択します。
- ②「コマンド名」(登録名称)を入力します。




- ③「全てのコマンド」から、コマンドを選択し、[>]ボタンをクリックすると「実行するコマンド」 に登録されます。1個以上登録した場合、アイコン表示用に1つのみチェックを入れます。
- ④「実行するコマンド」から削除する場合は、[<]ボタンをクリックします。

画面右下の[OK]ボタンをクリックすると、別ウィンドウで「設定を有効にする為にビューアを再起動して下さい[OK]」と表示されるので、[OK]ボタンをクリックし再起動をします。



5.2.4 カスタムビュアコマンド

カスタムビュアコマンドは、主に NazcaView 内部のコマンドラインで処理を行います。



- ①「ビュアコマンドスクリプト参照フォルダ」にスクリプトファイルが保存されます。
- ②「カスタムビュアコマンド」から、登録する場所(1~10)をプルダウンから選択します。
- ③「コマンド名」(ファイル名)を入力します。
- ④「全てのコマンド」から使用するコマンドをダブルクリックします。
- ⑤「実行するコマンド」はテキストで編集可能です。


画面右下の[OK]ボタンをクリックすると、別ウィンドウで「設定を有効にする為にビューアを再起動して下さい[OK]」と表示されるので、[OK]ボタンをクリックし再起動をします。



5.3 [プロファイル]タブ

5.3.1 プロファイルおよび初期設定

ここではモダリティ毎の初期設定を設定することができます。



内容	説明
プロファイル	モダリティを選択します

内容	説明
初期設定	
タブツールバー	画像初期表示にタブツールバーで選択されるタ
	ブを設定します
イメージレベルをシリーズレベルに格上げして	
表示します	
ウィンドウ幅	初期表示のウィンドウ幅を設定します
ウィンドウ中心	初期表示のウィンドウ中心を設定します
ガンマ	初期表示のガンマを設定します



内容	説明
実寸表示	実寸表示します
拡大率	初期表示の拡大率を設定します
FIT タイプ	画像の表示枠への FIT 処理の種類を設定します
	全体 FIT:画像の縦または横サイズの大きい方
	で表示枠に FIT します。画像全体が表示枠にお
	さまります
	横 FIT:画像の横サイズで表示枠に FIT します
補正表示	初期表示の補正表示を設定します
プリセット	なし, F1, F2 (デフォルト), F3, F4, F5, F6,
	F7, F8
イメージ順	ロード時のイメージ順を選択します
FOVモード	
ロード時の画像	原画像
	参照画像
JPEG2000 プログレッシブロード	JPEG2000 プログレッシブロードする際の初期
	ロードサイズ:1~99(%)
	0:プログレッシブなし
	-1: NazcaView.ini の設定に従う
スレッドロード	しない
	動画のみ
	する
メモリセーフモード	ロードした画像をメモリにキャッシュしません
シリーズ先読み	シリーズを先読みします
過去検査リストモダリティ検索プリセット	過去検査リストのモダリティ検索の初期表示の
	プリセットを設定します
イメージ読み込み量による操作制御	操作可能になるイメージ読み込み量の割合を設
	定します
	制御しないの場合はイメージ読み込み量による
	操作制御は行いません。
表示	
リファレンスライン	ロード時のリファレンスラインモードを選択し
	ます
シリーズ記述	シリーズ表示される時に使用する記述を指定し
	ます
クローズアップ時の拡大率	クローズアップ時の拡大率を選択してください
	任意の拡大率を設定することもできます



内容	説明
クローズダウン時の拡大率	クローズダウン時の拡大率を選択してください
	任意の拡大率を設定することもできます
レイアウト変更時の拡大率	レイアウト変更時の拡大率を選択してください
	任意の拡大率を設定することもできます
ROI 計測値表示位置	既定位置:既定の位置に表示します
	上レイアウト:画像上部にレイアウトします
	下レイアウト:画像下部にレイアウトします
スケール表示	スケールの表示/非表示を設定します
アノテーション省略表示	アノテーション省略表示
	0:省略なし
	1<:指定文字長さ以上を省略表示します
ローカライザビュー	ロード時にローカライザビューを表示するか指
	定します
ローカライザビューサイズ	ローカライザビューサイズ
サムネイルにイメージ数を表示	サムネイル上にイメージ数を表示します
イメージ送りスクロールバー表示	イメージ送りスクロールバー表示
イメージ送りスクロールバーに再生ボタン表示	イメージ送りスクロールバーに再生ボタン表示
	します
シリーズレイアウトを変更した際に他シリーズ	シリーズレイアウトを変更した際に他シリーズ
を非表示にする	を非表示にします
シリーズ入替時に移動元の枠の画像を非表示に	シリーズ入替時に移動元の枠の画像を非表示に
する	します
カーブデータ表示	DICOM タグに格納されているカーブデータを
	表示します。カーブデータには XA の ECG 波形
	データ等があります
GSPS マーカー表示	GSPS マーカーを表示します
iNazcaView マーカー表示	iNazcaView で保存したマーカーを表示します
レポートアイコン表示	レポートが存在する場合にアイコンを表示しま
	す
検査履歴番号表示	設定した DICOM タグのアノテーションの末尾
	に検査履歴番号を表示します
	現在検査から見て過去がマイナス、未来がプラ
	スで現在検査と同一モダリティの検査履歴で番
	号が表示されます



内容	説明
操作	
マウス操作	ロード時のマウス操作を選択します
右マウス操作	ロード時の右マウス操作を選択します
左右マウス操作	左右マウス操作
中マウス操作	中マウス操作
マウスホイール	ホイールを回転した時にイメージ送りやページ
	送りを指定します
マウスホイール+[Shift]キー	ホイールを回転した時にイメージ送りやページ
	送りを指定します
マウス拡大動作	中心点拡大か指示点拡大かを選択します
マウス拡大スピード	マウス拡大スピードを選択します
マウスオーバー	マウスオーバーを使用します
マウスページ送り動作	自動:マウスが押されている間ページ送りを行
	います
	手動:マウスドラッグに合わせてページ送りを
	行います
イメージ送り	ループしない
	同一シリーズ内でループする
	最後のイメージで次のイメージへ遷移する
シリーズ送り	ループしない
	ループする
シリーズページ送り	ループしない
	ループする
シリーズページ送り動作	全表示シリーズを送る
	1シリーズずつ送る
シリーズページ送り適用	選択検査
	全検査
テキストモード	テキストモードを設定します
	0:通常 1:ユーザインターフェイス
プリセット適用	プリセット実行時に選択シリーズに適用する
	か、表示している全シリーズに適用するか選択
	します
範囲選択コピーの画像	選択した範囲を切り取り
	選択した範囲のみ切り取り(外側は白塗り)
シリーズ分割タグ	シリーズ分割するタグを設定します
	(例)00200011



内容	説明
同期	
同期	ロード時の同期モードを選択します
同一検査のみ同期	同一検査のみ同期します
同期モード時の拡縮同期	しない
	拡大率
	FOV
同期モード時の移動同期	しない
	する
同期モード時の輝度同期	しない
	する
ページ送りマウスアップ同期	ページ送りはマウスアップ時に同期します
スライス位置	同期時に参照するスライス位置のタグを設定し
	ます
シリーズ単位の断面方向	シリーズ単位の断面方向を考慮するか設定しま
	す
グループ選択の簡易操作	グループ選択の簡易操作を設定します
[Shift]キー+マウスホイールのイメージ送り時	[Shift]キー+マウスホイールのイメージ送り時
の同期位置合わせ	の同期位置合わせを設定します



内容	説明
動画	
初期再生速度 (FPS)	初期表示時の再生速度を指定します(動画ファ
	イル以外の場合および指定再生速度が優先の場
	合)
指定再生速度優先	指定した再生速度で動画を再生します
再生表示タイプ	再生する際の画像表示のタイプを設定します
アノテーション	動画再生中にアノテーションを表示します
動画アイコン	動画にアイコンを表示します
動画自動再生	動画のときに読み込みと同時に再生します
動画クリック再生	動画上をクリックすると再生します
動画再生開始同期	動画の再生開始を同期して再生します
動画再生フレーム同期	動画のフレーム位置を同期して再生します
動画の実フレームレート再生	動画を実際のフレームレートを保って再生しま
	す (注)表示が追い付かない場合はコマとばし
	を行います
レイアウト変更時の動画再生	再生する
	停止する
マンモグラフィ	
マンモモード	マンモモードで画像を表示します
左右画像の上下自動位置合わせ	画像表示時に左右画像の上下自動位置合わせを
	行います
MLO 右胸(R/MLO)のタグ条件	MLO 右胸(R/MLO)のタグ条件を設定します
MLO 左胸(L/MLO)のタグ条件	MLO 左胸(L/MLO)のタグ条件を設定します
CC 右胸(R/CC)のタグ条件	MLO 右胸(R/CC)のタグ条件を設定します
CC 左胸(L/CC)のタグ条件	MLO 左胸(L/CC)のタグ条件を設定します
マンモマーカー表示	DICOM SR のマーカーを表示します
SIGMOID 適用	DICOM タグ (0028, 1056) VOI LUT Function
	が「SIGMOID」の場合に SIGMOID をします
マンモモード時にシリーズ選択枠を表示	マンモモード時にシリーズ選択枠を表示します
マンモモード時に画像拡大によりアノテーショ	マンモモード時に画像拡大表示によりアノテー
ン非表示	ションを非表示にします
胸領域外の黒化処理	胸領域外を黒化処理します
ナビゲーションウィンドウ	
ナビゲーションウィンドウ表示	ナビゲーションウィンドウの表示を設定します
ナビゲーションウィンドウ表示位置	ナビゲーションウィンドウの表示位置を設定し
	ます



内容	説明
ナビゲーションウィンドウ幅	ナビゲーションウィンドウの幅を設定します
ナビゲーションウィンドウ高さ	ナビゲーションウィンドウの高さを設定します
ナビゲーションウィンドウタイトル	ナビゲーションウィンドウのタイトルを設定し
	ます。DICOM タグ番号を設定すると該当の
	DICOM タグ値がタイトルに表示されます
ナビゲーションビュー表示領域枠の色	ナビゲーションビュー表示領域枠の色を設定し
	ます
ナビゲーションウィンドウ表示領域枠の線種	ナビゲーションウィンドウ表示領域枠の線種を
	設定します
ウィンドウレベル	
マウス操作によるウィンドウレベルの下限	制限しない, 定数値で制限,
	画像毎の既定の値で制限
マウス操作によるウィンドウレベルの上限	制限しない, 定数値で制限,
	画像毎の既定の値で制限
マウス操作によるウィンドウレベルの下限値	0
マウス操作によるウィンドウレベルの上限値	0
マウス操作による輝度変化量	標準,自動調整
ウィンドウ幅を対象に移動	



内容	説明
クリックメニュー	
1:マウス操作	クリックメニュー選択【1】のマウス操作を選択します
1: 右マウス操作	クリックメニュー選択【1】の右マウス操作を選択します
2:マウス操作	クリックメニュー選択【2】のマウス操作を選択します
2: 右マウス操作	クリックメニュー選択【2】の右マウス操作を選択します
3:マウス操作	クリックメニュー選択【3】のマウス操作を選択します
3: 右マウス操作	クリックメニュー選択【3】の右マウス操作を選択します
4:マウス操作	クリックメニュー選択【4】のマウス操作を選択します
4: 右マウス操作	クリックメニュー選択【4】の右マウス操作を選択します
キーマウスコマンド	
輝度	キーマウスコマンドに「輝度」を割り当てます
ガンマ	キーマウスコマンドに「ガンマ」を割り当てます
拡大	キーマウスコマンドに「拡大」を割り当てます
移動	キーマウスコマンドに「移動」を割り当てます
ページ送り	キーマウスコマンドに「ページ送り」を割り当てます
選択範囲をコピー	キーマウスコマンドに「選択範囲をコピー」を割り当てます
範囲拡大	キーマウスコマンドに「範囲拡大」を割り当てます
CT 値表示	キーマウスコマンドに「CT 値表示」を割り当てます
ルーペ	キーマウスコマンドに「ルーペ」を割り当てます
マスク	キーマウスコマンドに「マスク」を割り当てます
座標ポイント	キーマウスコマンドに「座標ポイント」を割り当てます
1画面選択	キーマウスコマンドに「1画面選択」を割り当てます
画像選択	キーマウスコマンドに「画像選択」を割り当てます
領域選択	キーマウスコマンドに「領域選択」を割り当てます
選択	キーマウスコマンドに「選択」を割り当てます
ドラッグ&ドロップ	キーマウスコマンドに「ドラッグ&ドロップ」を割り当てます
ツールバー	
シネモード	
表示	ロード時にシネモードのツールバーを表示します
表示位置	表示位置を設定します
マンモグラフィ	
表示	ロード時にマンモグラフィのツールバーを表示します
表示位置	表示位置を設定します
整形テンプレート	
表示	ロード時に整形テンプレートのツールバーを表示します
表示位置	表示位置を設定します



内容	説明
レンダリング	
表示	ロード時にレンダリングのツールバーを表示します
表示位置	表示位置を設定します
超音波計測	
表示	ロード時に超音波計測のツールバーを表示します
表示位置	表示位置を設定します
心臓計測	
表示	ロード時に心臓計測のツールバーを表示します
表示位置	表示位置を設定します
IVUS 計測	
表示	ロード時に IVUS 計測のツールバーを表示します
表示位置	表示位置を設定します



5.3.2 レイアウト

[レイアウト]ボタンをクリックすると、レイアウト設定画面が別ウィンドウで表示されます。



- 1. プロファイル…モダリティ(全てもしくはいずれか1つ)を選択します。
- 2. モニター数…モニタ数を指定してモニタ1面用と2面用のレイアウトセットを選択します。
- 3. レイアウト画面…レイアウトセットの画面イメージを表示します。
- 4. レイアウトセット編集…レイアウトセットの新規作成・編集をします。
- 5. レイアウトセット一覧…レイアウトセットを一覧表示します。 [展開/縮小]ボタン…登録内容を詳細表示する(展開)もしくは簡易表示に切り替えます。



1. プロファイル

モダリティのプロファイルを選択します。「全て」を選択した場合、レイアウトセットには全ての プロファイルが表示され、単一のモダリティを選択すると、そのプロファイルのみ表示されます。

プロファイルで「全て」を選択した場合

	_							
レイアウトセット	No.	検査種類	検索プロファイル	シリーズNo	タイル表示	タグ条件	イメージ展開	イメージ展開(+Ctrlキー)
<u>・</u> プロファイル: CR								
<u>・</u> ブ ロファイル: CT								
■ プロファイル: DX								
🗐 7 वर्गनिमः Default								
団 初期表示	#1	現在	V -	/ 1	‡ 1x1	~	✓ クローズアップ切替:1x1	✓ クロース゚アップ切替:1x1
団 検査リストダブルクリック	#1	現在	V -	/ 1	‡ 1x1	~	▽ クローズアップ切替:1x1	✓ クローズアップ切替:1x1
<u>■</u> プロファイル: ES								
围 初期表示	#1	現在	V -	/ 1	‡ 1x1	~	✓ クローズアップ切替:1x1	✓ クローズアップ切替:1x1

※内容は一部縮小表示しています。レイアウトセットには全てのプロファイルが表示されます。

プロファイルで「CT」を選択した場合

展開/縮小(丁)										
レイアウトセット	No.	検査種類	検索プロファイル	シリーズNo		タイル表示		タグ条件	イメージ展開	イメージ展開(+Ctrlキー)
■ 初期表示	#1	現在	, -	√ 1	÷	1x1	V	~	クロース゚アップ切替:1x1 🗸	クロース゚アップ切替:1x1 🗸
⊞ 検査リストダブルクリック	#1	現在	, -	√ 1	+	1x1	~	スカウト画像除く~	クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 🗸
围現在+前回	#1	現在	, -	√ 1	+	1x1	~	スカウト画像除く~	クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 🗸
围現在+前2	#1	現在	, -	√ 1	+	1x1	~	スカウト画像除く~	クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 🗸
■現在+前3	#1	現在	, -	√ 1	+	1x1	~	スカウト画像除く	クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 🗸
■現在+前回+前2	#1	現在	, -	√ 1	+	1x1	~	~	クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 🗸
■現在+前回+前2+前3	#1	現在	, -	√ 1	1	1x1	~	~	クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 🗸
団現在+前回(肺野+縦隔)	#1	現在	<i>,</i> -	√ 1	1	1x1	~	肺野	クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 🗸
■現在+前回+前2(肺野	#1	現在	/ -	√ 1	1	1x1	~	肺野	クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 🗸
■現在+前回(デモ)	#1	現在	/ -	√ 1	1	1x1	~	~	クローズアップ切替:1x1 🗸	クローズアップ切替:1x1 🗸


※内容は縮小表示しています。レイアウトセットには「CT」のプロファイルのみ表示されます。



2. モニタ数


モニタ数は「1」の場合と「2」の場合で表示が違います。例としてプロファイル:「CT」で、レ イアウトセットを「現在+前回+前々回」のものを使用して画面表示します。

モニタ数が1の場合



モニタを横長に設置した状態では、「現在」、「過 モニタを2台、それぞれ縦長に設置した状態で 去1」、「過去2」が均等に表示されます。

モニタが2台の場合



は、「現在」がモニタ1に、「過去1」、「過去2」 がモニタ2に表示されます。

3. レイアウト画面

作成したレイアウトセットの配置イメージを表示します。それぞれのイメージ枠には、後述の 「4. レイアウトセット編集」で登録した点線部(基本、レイヤ)の内容が表示されます。





4. レイアウトセット編集

レイアウトセットの新規作成・編集をすることができます。



内容	説明
[新規作成]ボタン	レイアウトセットを新規作成します。
[編集]ボタン	レイアウトセットを編集します。
[確定]ボタン	新規作成・編集内容を確定します。
[戻る]ボタン	新規作成・編集時の操作を1つ前の状態に戻します。
[キャンセル]ボタン	新規作成・編集内容をキャンセルします。
レイアウトセット	レイアウトセットの名称を登録します。
検査レイアウト(縦×横)	検査レイアウトを設定します。過去検査の比較や、別検査を表
	示したい場合等に変更します。
シリーズレイアウト(横×縦)	シリーズレイアウトを設定します。
検査種類	検査種類を設定します(プルダウン)
検索プロファイル (※1)	検索プロファイルを設定します (プルダウン)
モダリティ (※1)	モダリティを設定します (プルダウン+フリーテキスト)
AE タイトル (※1)	AE タイトルを設定します (プルダウン+フリーテキスト)
部位 (※1)	部位を設定します (プルダウン+フリーテキスト)
シリーズ No	シリーズ番号を設定します (プルダウン+フリーテキスト)
タイル表示	タイル表示を設定します (プルダウン)
タグ条件 (※2)	登録したタグ条件を選択し設定します(プルダウン)

(※1)の項目は検査種類:「現在」の場合は設定不可

(※2)タグ条件の詳細設定は後述



ここでは、新規作成する場合を例に説明します。

- ①プロファイルとモニタ数を確認・変更します。
- ②[新規作成]ボタンをクリックします。レイアウトセットに「レイアウトセット 1」と表示されるため、任意のセット名に変更します。




③検査レイアウトを指定します。例では「2×2」に設定し、レイアウト画面を4分割しています。





④分割したレイアウトにシリーズを構成します。選択されているレイアウトにマウスをかざすと アイコンが に変化し、クリックするとシリーズが割り当てられ、赤枠点線部の設定状況が 反映します。(例では「検査種類」「シリーズ No」「タイル表示」が反映)





別のレイアウトを選択し、同様操作でシリーズを割り当てることもできます。



シリーズ割り当てを削除する場合は、右クリックメニューから[削除]を選択します。




- ⑤割り当てたシリーズをさらに分割できます。例では、シリーズレイアウト「 2×2 」を設定し4分割しています。
- ⑥ ⑤で指定した枠が4分割され、シリーズ No:1~4で割り当てられます。






【参考】イメージを分割する場合は「タイル表示」を変更します。例では、右上のレイアウトにシリーズ割り当て後、タイル表示:「2×2」を設定しています。



下図のようにビューワで表示されます。









ASTROSTAGE






⑨最後に、[確定]ボタン>右下の[OK]ボタンの順に選択し設定を保存します。[確定]ボタンをクリックすると、レイアウトセットに登録できます。




【参考】レイアウトは様々な形で登録、保存できます。


例1:現在+過去1+過去2



例 2: 現在+過去 2+過去 3+過去 4



例3:現在+過去1+過去2(2画面用)





(※2) タグ条件について

指定したタグ条件に該当する場合に枠に画像表示します。タグ条件は[設定]ボタンからタグ条件 設定テンプレート画面を起動し設定します。



内容	説明
リスト	作成したタグ条件テンプレートの一覧を表示します。
タイトル	テンプレートの名称を設定します。
タグ条件	[タグ条件入力]ボタンで追加したタグ条件が表示されます。
[タグ条件クリア]ボタン	タグ条件をクリアします。
タグ絞込み	タグ内の文字を検索し、絞込み結果を「タグ」に表示します。
	例)上図では「画像」と入力し「画像タイプ」と表示されます。
	プルダウンでは他の「画像」絞込項目が表示されます。
タグ	条件で使用する DICOM タグを選択します。
(演算子枠)	条件で使用する比較演算子を選択します。
	「=(等しい)」「<>(等しくない)」「<=(以下)」「>=(以上)」
値	条件で使用する値を入力します。文字列等の他、「*(ワイルド
	カード:任意の数の文字)」等も使用できます。
[タグ条件入力]ボタン	設定したタグ条件を追加 AND か OR を選択し追加します。
[削除]ボタン	リストで選択したテンプレートを削除します。
[新規/追加]ボタン	リストに新規登録・追加します。タイトルが重複する場合、
	「(2)」を語尾に追加します。
[更新]ボタン	画面を更新します。
[OK]ボタン	設定を保存します。
[キャンセル]/[×]ボタン	タグ条件テンプレート画面を閉じます。




■タグ条件:登録例

初期設定されているタグ条件の一部を記載します。

< CT: 「スカウト画像除く」 >


CTのスカウト画像を非表示にします。



$\langle XA: \lceil ii / j^2 \nu - \nu \rangle \rangle$

バイプレーン血管撮影装置の検査を表示する設定で、サムネイルダブルクリック時の特殊な設 定になります (ビューワ画面のレイアウトセットには表示されません)。

シリーズ1のサムネイルをダブルクリックすると左側にシリーズ1のバイプレーン A が、右側にシリーズ1のバイプレーン B が表示されます。シリーズ2のサムネイルをダブルクリックすると同様にそれぞれシリーズ2のバイプレーンが表示されます。





レイアウト設定の例を記載します。




下図のようにビューワ表示されます。

・シリーズ1のサムネイルをダブルクリックした場合






・シリーズ2のサムネイルをダブルクリックした場合




<MG:「MLO 左」「MLO 右」「CC 左」「CC 右」>

マンモグラフィ検査で左胸、右胸それぞれの MLO、CC を指定します。例では MLO 左を記載します。






レイアウト設定の例を記載します。左から MLO 左>MLO 右>CC 左>CC 右の順で設定します。 この設定は、ビューワ画面の[拡張ウィンドウ]メニュー>マンモグラフィ> 4分割横 (MLO+CC) と同様の動きになります。



下図のようにビューワで表示されます。





5. レイアウトセット一覧

作成したレイアウトセットを一覧表示します。

[展開/縮小]ボタン

ボタンをクリックすることにより、レイアウトセットの表示内容を切り替えることができます。


[縮小] 簡易表示

ノイアウトセット	No.	検査種類		検索プロファイル	シリーズNo		タイル表示		タグ条件	イメージ展開	イメージ展開(+Ctrlキー)
プロファイル: CT											
刊 初期表示	#1	現在	~	-	v 1	1	1x1	~	~	クローズアップ切替:1x1 、	√ クローズアップ切替:1x1
⊞ 検査リストダブルクリック	#1	現在	~	-	v 1	-	1x1	~	スカウト画像除く~	クローズアップ切替:1x1 、	√ クローズアップ切替:2x2
∃ 現在+前回	#1	現在	~	-	v 1	‡	1x1	~	スカウト画像除く~	クローズアップ切替:1x1 、	√ クローズアップ切替:1x1
B 現在+前々回	#1	現在	~	-	v 1	+	1x1	~	スカウト画像除く~	クローズアップ切替:1x1 、	√ クローズアップ切替:1x1
■現在+前回+前々回	#1	現在	~	-	v 1	÷	1x1	~	~	クロース゚アップ切替:1x1	√ クローズアップ切替:1x1
B 肺野+縦隔	#1	現在	~	-	v 1		1x1	~	肺野 🗸	クローズアップ切替:1x1 、	√ クローズアップ切替:1x1
∃ 現在過去カスタム	#1	現在	~	- \	v 1	1	1x1	~	~	クローズアップ切替:3x3 、	√ クローズアップ切替:3x3

[展開] 詳細表示

レイアウトセット	No.	検査種類		検索プロファイル	,	シリーズNo		タイル表示		タグ条件	イメージ展開	イメージ展開 (+Ctrlキー)
□ 現在+前々回	#1	現在	~	-	~	1	+	1x1	~	スカウト画像除く〜	· クローズアップ切替:1x1 ~	クローズアップ切替:1x1 ~
	レイヤ #1	適用なし	~	-	~	-	÷	-	~	- ~		
	#2	現在	~	-	~	2	+	1x1	~	スカウト画像除く〜		
	レイヤ #2	適用なし	~	-	~	-	÷	-	~	- ~	•	
	#201	過去2	~		~	1	+	1x1	~	スカウト画像除く〜		
	レイヤ #201	適用なし	~	-	~	-	÷	-	~	- ~	•	
	#202	過去2	~		~	2	+	1x1	~	スカウト画像除く〜		
	レイヤ #202	適用なし	~	-	~	-	‡	-	~	- ~		
■現在+前回+前々回	#1	現在	~	-	~	1	÷	1x1	~	~	・ クローズアップ切替:1x1 ▽	クローズアップ切替:1x1 🗸
	レイヤ #1	適用なし	~	-	~	-	_	-	~	- ~		

右クリックメニュー




内容	説明
レイアウトセットコピー	選択中のレイアウトセット内容をコピーします。
レイアウトセット貼り付け	コピー内容を既存レイアウトセットに貼り付けます。
コピーしたレイアウトセットを追加する	コピーしたレイアウトセットを新規作成します。
レイアウトセット削除	選択したレイアウトセットを削除します。
このレイアウトセットを「初期表示」に適用する	選択したレイアウトセットを初期表示に適用します。
このレイアウトセットを「検査リストダブルク	選択したレイアウトセットを検査リストダブルクリック
リック」に適用する	に適用します。
規定レイアウトパターンから選択して適用する	既定のパターンからレイアウト適用します。



5.3.3 アノテーション情報

アノテーション情報の設定を変更することができます。



1	プロファイル	モダリティを選択します。
	[他のモダリティに適用する]ボタン	現在のモダリティの内容を他のモダリティに映します。
2	カテゴリ**	「ビューア」「プリント」から選択します。
3	表示位置	「左上」「右上」「左下」「右下」から選択します。
4	表示するタグ**	タグの追加、削除、移動(上下)を行うことができます。
(5)	項目名表示	チェックを入れると項目名が表示されます。
6	小数点以下桁数	小数点以下桁数をデフォルト値含め、0~5 桁に変更し
		ます。
7	前置文字	各項目の先頭に文字を追加します。
	後置文字	各項目の後尾に文字を追加します。
8	フォントスタイル	文字サイズと太さを変更します。
	テキスト色	テキストの色を変更します。
9	[初期値に戻す]ボタン	変更したものを初期値に戻します。
10	[OK]ボタン	設定を有効にし、画面を閉じます。
	[キャンセル] ボタン	設定を無効にし、画面を閉じます。




※②カテゴリ


「ビューア」はビューワ画面用、「プリント」はフィルム(印刷)用で使用し、それぞれ項目名、 表示するタグを編集することができます。

※④表示するタグ

左上のタグを例にし、表示するタグの追加を行うには、赤丸の「新規作成」をクリックします。




別ウィンドウで「タグ一覧」が表示されます。






例として赤枠部に(0x 以降)「0010.XXXX」を選択し[フィルタ]ボタンをクリックすると、「0010.XXXX」のコードが抽出されます。

表示するタグに追加したい項目を選択して[OK]ボタンをクリックします。




コード番号が不明な場合は、キーワードを入力し[フィルタ]ボタンをクリックすると、検索ができます。(注:全角と半角を判別しません)







選択された項目が「表示するタグ」に追加されます。




上向き矢印をクリックすると、選択したタグが上に移動します。



下向き矢印をクリックすると、選択したタグが下に移動します。




×印をクリックすると、選択したタグを削除します。





5.3.4 描画・計測ツール



この画面では下記項目をプロファイル毎に行うことができます。

設定できる項目は以下の通りです。


・ペンの太さ ・ペンの色 ・ブラシの色 ・中塗り ・フォントスタイル

・テキスト色・背景色・幅・高さ・入力後未選択・連続使用

・マルチフレーム描画・キーマウスコマンド



5.3.5 プリセット



[プリセット]をクリックすると、ファンクションキーのダイアログが表示されます。 [F1]キーから[F8]キーのプリセットを登録できます。


※メニューバーから[他ウィンドウ]>[プリセット]内では[F9]キーから[F12]キーまでありますが、OS上で割り当てられている場合があるため、使用する際は弊社担当にお問い合わせください。



6. 他機能

6.1 ボタンの表示/非表示

ツールバーに表示されるボタンの表示/非表示を切り替えることができます。右上の▼ボタン(下図赤枠)を選択し、「ボタンの表示/非表示」>「メイン▶」内と進むと、現状設定されているアイコン一覧が表示されます。項目のチェックを入れるとツールバーに表示され、外すと非表示となります。



例では、[3Dを開く]ボタンのチェックを外し、3Dボタンを非表示にしています。





6.2 カスタマイズ


ユーザー設定のダイアログからツールバーの表示/非表示の切り替え、ツールバーへのコマンド追加・削除、コマンドのキーボード割り当て等の設定をすることができます。

6.2.1 ユーザー設定のダイアログ起動

メインバー、メニューバー上で右クリック>「カスタマイズ…」を選択するか、右上の▼ボタン>「ボタンの表示/非表示」>「カスタマイズ…」を選択することでユーザー設定画面を起動します。




<ユーザー設定ダイアログ>





6.2.2 [ツールバー]タブ

各ツールバーの表示/非表示を切り替えます。項目のチェックを入れるとビューワ画面に表示され、 外すと非表示となります。



[新規作成]ボタン

ツールバーのリストを追加します。

[名前の変更]ボタン

新規作成したリストの名前を変更します。

[削除]ボタン

新規作成したリストを削除します。

[リセット]ボタン

選択したリストの変更をリセットします。

[閉じる]ボタン/[×]ボタン

ユーザー設定画面を閉じます。

例では、ツールバーのリストを新規作成する際の流れを説明します。[新規作成]ボタンを選択すると、新しいツールバーのダイアログが表示されます。任意のツールバー名を入力し[OK]を押すとリスト内の最下段に追加されます。




ビューワ画面でも、新しくツールバーが反映します。





6.2.3 [コマンド]タブ

ツールバーにコマンドを追加することができます。分類を選択し、任意のコマンドをツールバーに ドラッグ&ドロップすることで、コマンドがツールバーに追加されます。




例では、分類中の「すべてのコマンド」から「距離」を選択し、ツールバーに追加しています。





6.2.4 [キーボード]タブ

ツールバーにコマンドを追加することができます。分類を選択し、任意のコマンドをツールバーにドラッグ&ドロップすることで、コマンドがツールバーに追加されます。




1	分類	分類を選択します。
2	コマンド	コマンドを選択します。
3	現在のキー	選択したコマンドの割り当てキーを表示します。
4	新規ショートカットキーを入力	新しく割り当てるキーを入力します。
(5)	[割り当て]ボタン	入力した新規ショートカットキーを割り当てます。
	[削除]ボタン	現在のキーを削除します。
	[すべて元に戻す]ボタン	全てのキー割付けを消去します。
6	説明:	選択したコマンドの説明を表示します。
7	[閉じる]ボタン	ユーザー設定ダイアログを閉じます。



新規ショートカットキーの割り当て

例では、コマンド:「ページ送り」について新規ショートカットキーの[P]を割り当てます。

「新規ショートカットキーを入力」欄を選択し、キーボードから[P]を入力し、[割り当て]ボタンを 選択すると「現在のキー」に追加されます。



・現在のキーを削除

登録したコマンド:「ページ送り」のキーを削除します。「現在のキー」欄から[P]を選択し、[削除] ボタンを押すと削除されます。



【注意】

[すべて元に戻す]ボタンでは、選択中のコマンド 以外の割り当て済みキーが削除されてしまいま すので、使用時はご注意ください。






6.2.5 [オプション]タブ

アイコンサイズを大きくする等の設定ができます。

6.2.6 右クリックメニューの編集

ユーザー設定ダイアログが表示されている間は、メニューバーに「右クリックメニュー」が表示され、画像上で右クリックした際のメニューを編集することができます。項目上で右クリックすることで、項目削除や名称変更、ボタンイメージの編集等ができます。






6.3 検査一覧の設定

6.3.1 表示項目の編集

項目タイトル上で右クリックし、「表示項目▶」にマウスをかざすと表示項目の一覧が表示されます。チェックを入れると項目に表示、外すと非表示となります。



※非表示にしたい項目上で右クリックし「列を非表示」を選択すると、同様に非表示にできます。





6.3.2 絞込と並び替え

<絞込>

検索欄に任意文字を入力し[検索]ボタンを押すと、現在表示されている検査から絞込検索されます。例では「X線」で検索し、ヒットした検査で絞込がされています。



モダリティで絞込する場合は、下図赤枠「全て」をクリックすると起動するプリセットダイアログより、絞込対象のモダリティにチェックを入れ[OK]ボタンを選択してください。(複数選択可)





<並び替え>

項目タイトルをクリックし並び替えができます。クリックするたびに昇順、降順を切り替えます。 例では検査日を昇順で表示しています。



※項目タイトル上で右クリックし、「並び替え▶」にマウスをかざすと表示される「昇順」「降順」 から、同様に並び替えが可能です。並び替えの解除をする場合は「解除」をクリックします。






6.3.3 モダリティ検索のプリセット

モダリティ絞込用のプリセットを設定することができます。過去検査リスト上で右クリック、もしくは下図赤枠の「全て」を選択すると表示されるプリセット設定ダイアログから、プリセット名や モダリティ等を設定します。





[新規作成]ボタン プリセットを新規登録します。

[編集]ボタン プリセットを編集します。

[削除]ボタン プリセットを削除します。

[↑][↓]ボタン 検索の優先順位を変更します。

[保存]ボタン 現在のプリセット設定を保存します。

[リセット]ボタン チェックを解除します。

[OK]ボタン 設定を保存しダイアログを閉じます。

[キャンセル]ボタン/[×]ボタン 設定を保存せずにダイアログを閉じます。




6.3.4 過去検査一覧と選択画像の連携


選択した画像に合わせて過去検査リストとサムネイルが切り替わります。 設定で切り替わらないように変更することもできます。

<設定方法>

ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) > [ビューア]タブ>表示カテゴリ内の「検査一覧」 > 「過去検査一覧」 > 「選択した画像と連動する」のチェックを外し[OK]ボタンを選択します。




初期設定では、選択した画像に合わせて過去検査リストとサムネイルが切り替わります。












6.3.5 イメージ読込量による操作制御

イメージ読み込み量が設定値を超えるまでは、過去検査リストとサムネイルを表示しません。

<設定方法>


ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) > [プロファイル] タブ > 初期設定カテゴリ内の、「イメージ読み込み量による操作制御」でプルダウンから設定値を選択します。




※制御無し、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%の中から選択でき、 設定値が「制御なし」の場合は、イメージ読み込み量による操作制御を行いません。



・イメージ読み込み量が設定値を超えるまで 過去検査リストとサムネイルは表示されず、マウスホイール等によるイメージ送りもできない ように制御されます。



・イメージ読み込み量が設定値を超えた場合 過去検査リストとサムネイルが表示され、イメージ送りも可能になります。





6.3.6 過去検査一覧からのレポート参照

過去検査にレポートがある場合に、過去検査リストのレポート参照ボタンをクリックすると、 SOPHIAReport でレポート参照ができます。

過去検査リストのタイトル上で右クリックし「表示項目▶」から「レポート」を選択します。



追加されたレポートの列には、対象の過去検査にレポートがある場合にアイコンが表示されます。 アイコンをクリックするとレポートの参照ができます。







6.4 サムネイル

6.4.1 サムネイルサイズ変更

サムネイル上で右クリック>「サムネイルサイズ▶」にマウスをかざすと表示される、サムネイルサイズ選択肢からサイズを選択するとサムネイルサイズの変更ができます。

例では、サムネイルサイズを128から96に変更しています。







6.4.2 サムネイルタブ

検査単位のタブ、 [全体]タブ、[全過去]タブでは、それぞれサムネイルの表示を切り替えることができます。


・検査単位のタブ

選択している検査のサムネイルを表示します。



•[全体]タブ

ビューア上に表示している検査のサムネイルを表示します。



• [全過去]タブ

患者の全検査のサムネイルを表示します。



<設定>

[全体]タブ、[全過去]タブを表示する場合は、ビューワ画面右上の設定ボタン(スパナボタン)> [ビューア]タブの順に選択し、「全体サムネイルタブ表示」「全過去サムネイルタブ表示」にチェックを入れ、画面右下の[OK]ボタン押下後にアプリケーションを再起動することで反映します。





<サムネイルの展開/縮小>

[全過去]タブでは、サムネイル下部のフォルダアイコンをクリックすることで、検査単位でサムネイルの展開/縮小表示を切り替えることができます。


•縮小時

検査の先頭のサムネイルのみが表示され、フォルダの横にシリーズ数が表示されます。



• 展開時

同一検査でツリーのラインが表示されます。



<サムネイルサイズ変更>

検査単位のタブと同様、[全体]タブや[全過去]タブからも、サムネイル上で右クリック>「サムネイルサイズ**▶**」でサムネイルサイズ変更ができます。




6.5 アノテーション

6.5.1 検査履歴番号の表示

設定した DICOM タグのアノテーションの末尾に検査履歴番号を表示します。

現在検査から見て過去がマイナス、未来がプラスで現在検査と同一モダリティの検査履歴で番号が表示されます。例では、検査日付の DICOM タグ (00080020) で設定しています。





6.6 操作


6.6.1 シンスライスのマーク表示と削除対象からの解除

シンスライスの画像はサーバの設定により、一定期間で削除されます。

削除したくない画像を選択し削除対象から解除することができます。

シンスライスの画像には、シンスライスを示す「ThinS」が表示されます。

[ThinS Key]ボタン([シンスライス削除解除]ボタン)を選択後に対象画像を選択することで、「ThinS」から「ThinS Key」に表示が変化し、削除対象から解除されます。





「選択」と同様、イメージレイアウトを 1×1 より大きくして[Shift]キーを押しながらクリックすると範囲適用が可能です。例では、先頭 5 枚を削除解除し他画像を削除対象のままとしています。





6.6.2 切取り操作

画像の任意範囲を切り取り、保存することができます。


[切取り操作]アイコンもしくは、[拡張ウィンドウ]メニュー>整形テンプレート>[切取り操作]を選択し、マウスクリック操作で切り取り範囲のポリゴンを入力します。

(ポリゴン ROI 等と同様の入力方法です)





切り取った画像をマウスドラッグで移動できます。また、緑丸のトラッカーをドラッグ操作することで、切り取った画像を回転できます。



DICOM 保存機能で、切り取った画像を配置した状態で別シリーズとして保存し追加ができます。 切り取り前の元画像と、切り取り配置後の画像を比較表示できます







6.6.3 タイムインテンシティカーブ

MRI 画像に ROI を作成し、タイムインテンシティカーブ(TIC)画面にグラフを表示します。

[TIC]アイコンからタイムインテンシティカーブ機能を起動し、画像上に ROI を作成します。 TIC 画面では、ROI と同じ色の線色で ROI の平均値をグラフ表示します。



<TIC 画面について>



[クリア]ボタン

ROI を削除します。

[履歴]ボタン

計測保存履歴ダイアログを表示します。

[コピー]ボタン

TIC 画面と、ROI を作成した画像をクリップボードにコピーします。


[保存]ボタン

ROI 情報を保存して次回起動時に復元します。




<ROI の編集>

[ROI] アイコンを OFF にすると、ROI の編集が可能になります。 ROI を編集すると、ROI 情報をグラフに反映します。



<ROI のクリア>


[クリア]ボタンを押し、確認ダイアログで[はい]を選択すると ROI およびグラフをクリアします。






<計測保存履歴ダイアログ>

[履歴]ボタンを押し、計測保存履歴ダイアログを起動します。





[削除]ボタン


選択した履歴を削除します。

[OK]ボタン

選択した履歴のROI/グラフを反映します。また、リスト上の履歴をダブルクリックで同様の動作を行います。

<コピー>

[コピー]ボタンを押すと、TIC 画面と ROI を作成した画像をクリップボードにコピーします。





6.6.4 イメージ送りスクロールバー

スクロールバーを使用しイメージ送りができます。また、スクロールバー下部の再生ボタンでは 画像を再生表示することができます。

マウスを所定の位置にあてるとイメージ送りスクロールバーが表示されます。



スライダーをドラッグ操作で移動するか、移動したい場所をクリックしイメージ送りをします。



スクロールバー下部の再生ボタン **○** では、画像を再生表示することができます。 再生中は停止ボタン **○** の表示になり、ボタンを押すと再生が停止します。



※3D マンモグラフィ(トモシンセシス)でも対応 ※MPR は非対応




<設定方法>

イメージ送りスクロールバーの表示

ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) > [プロファイル] タブ内の表示カテゴリ内の「イメージ送りスクロールバー表示」で「マウスオーバー時に表示」「常に表示」「表示しない」から選択ができます。

・再生ボタンの表示


表示カテゴリ内の「イメージ送りスクロールバーに再生ボタン表示」にチェックを入れると、再生ボタンをスクロールバーに表示します。







画像の再生時に他シリーズも同期して再生することができます。



<設定方法>

ビューワ画面右上の設定ボタン (スパナボタン) > [プロファイル] タブ内の動画カテゴリ内の「動画再生フレーム同期」を「実行する」に設定します。

