

Intersurgical Anästhesie Beatmungssysteme

Sicherer durch Design



Drücken und Drehen

Die einzigartige "Drück und Dreh Methode" sorgt jederzeit für einen sicheren, leckagefreien Sitz.



Silver Knight™

Antimikrobielle Silberionen im Beatmungssystem tragen dazu bei, Bakterien um 99,9 % zu reduzieren und Kreuzkontaminationen zu minimieren.



Integrierte Messleitung

In Übereinstimmung mit den Leitlinien der Association guidance on monitoring⁽¹⁾, hilft die integrierte Gasmessleitung, die Messgenauigkeit zu verbessern und die Zahl der Patientenverbindungen zu reduzieren.

Befestigte Kappen

Alle Intersurgical Produkte sind mit bunten, befestigten Luer-Kappen versehen und entsprechen damit den Empfehlungen des EGBAT⁽²⁾ Reports und der neuesten NPSA⁽³⁾.



Farbcodierte Filter

Beatmungsfilter + HME = HMEF

Das Intersurgical-Filtersortiment ist farbcodiert, um die Identifikation zu erleichtern und sicherzustellen, dass der richtige Filter/HME verwendet wird, um mögliche Schäden für den Patienten zu minimieren.



Anti-Okklusion

Die Korbbefestigung im Inneren des Reservoirbeutels verhindert eine Okklusion, wenn der Beutel am Hals umgeschlagen wird und verhindert, dass der Beutel "festklebt".



Sicherheitskappe

Die rote Sicherheitskappe trägt in Übereinstimmung mit den Leitlinien des EGBAT⁽²⁾ Reports und der neuesten NPSA⁽³⁾ dazu bei, das Eindringen von Fremdkörpern in das System zu verhindern und das Risiko der Aspiration zu minimieren.

References:

1: The Association of Anaesthetists of Great Britain & Ireland. 2021. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2021. Available from: <https://anaesthetists.org/Home/Resources-publications/Guidelines/Recommendations-for-standards-of-monitoring-during-anaesthesia-and-recovery-2021>

2: Department of Health. 2004. Protecting the breathing circuit in anaesthesia – Report to the Chief Medical Officer of an Expert Group on block anaesthetic tubing. Available from: <http://www.frca.co.uk/documents/Protecting%20the%20PBC.pdf>

3: National Health Service. 2020. National Patient Safety Alert: Foreign body aspiration during intubation, advanced airway management or ventilation. Available from: <https://www.england.nhs.uk/publication/national-patient-safety-alert-foreign-body-aspiration-during-intubation-advanced-airway-management-or-ventilation>



Qualität, Innovation und Service

Interaktiv



www.intersurgical.de