



Anleitung (Speichelprobe)

Hinweis:

Das Tier sollte ca. 30 Minuten vor der Speichelprobenentnahme nichts gefressen haben!

- Ziehe dir Einweghandschuhe an, dies schützt das Wattestäbchen vor Kontamination
- Nimm das Wattestäbchen und fahre damit ca. 3-5 Sekunden durch das Maul deines Tieres (Zunge, Wangen)
- Lasse das Wattestäbchen für ca. 2-4 Minuten an der Luft trocknen. Hierbei darf das Wattestäbchen mit der Speichelprobe nicht verunreinigt werden. Du kannst das Stäbchen dafür z.B. in ein Glas oder Becher stellen
- Entnehme in der Zwischenzeit mit den Handschuhen noch einige Haare deines Tieres (z.B. im Bereich des Nackens)
- Lege diese Haare in das Glasröhrchen
- Stecke das Wattestäbchen dann ebenfalls in das Glasröhrchen und breche es vorsichtig ab, sodass es in das Röhrchen passt
- Verschließe das Glasröhrchen und lege es in die Umverpackung
- Lege die Speichelprobe mit der Umverpackung in den Versandbeutel
- Lege den Auftragsbogen (falls vorhanden) dazu
- Schicke die Speichelprobe so schnell wie möglich los