



BELLASONIC 2X Plus

Dual Dynamic Massage

儀器規格

頻率	High SONO : 3MHz, 10MHz Low PACT : 27kHz
電壓	AC220V
頻率	60Hz
功耗	120VA
尺寸	W: 450 x L: 480 x H:1250
重量	24kg

使用者友好的手柄

BELLASONIC 2X Plus



手柄設計輕巧



穩定的能量輸出



安全有效



Made in Korea



MEDii Technology Limited
麥迪科技有限公司

地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道 75 號 南洋中心 第一座 5 樓 502 室
電話：(852) 2722 6181 Email: sales@medii.com.hk



(852) 9637 0819

BELLASONIC 2X Plus

Dual Dynamic Massage

喚醒沉睡皮膚細胞

WAKE UP SLEEPING SKIN CELLS



MEDii Technology Limited

BELLASONIC 2X Plus

2-in1 System

Bellasonic 2X Plus 二合一系統結合高頻 (HFUS) 和低頻 (LFUS) 聲波技術
為各種皮膚狀況提供不同治療方案

BELLASONIC 2X Plus
Dual Dynamic Massage

無針打造水光肌


Low PACT

(Low Frequency Ultrasound) 低頻聲波

Transepidermal Drug Delivery


活性營養深層輸注系統

Low PACT “推拉”效應
在角質層中創建微通道
無需使用針頭即提高可
活性成分吸收




Low PACT 治療計劃 01 協同協議

Low PACT 與點陣激光、射頻
和高能量儀器後產生協同效果
還能增強精華營養輸送
改善皮膚亮度和恢復活力




Low PACT 治療計劃 02 無針無痛

儘管 LowPACT 無需針頭
即可使皮膚更加明亮
此外，也可以和HIGH SONO
一起配合使用



Low PACT 治療計劃 03 治療方案

療程在皮膚創建微通道
可以把EGF、PDRN、
HA、維他命等
不同精華作深層傳輸
完美水光效果



喚醒. 修復細胞


High SONO

(High Frequency Ultrasound) 高頻聲波

Dynamic Pressure Distribution


動態壓力分佈

雙頻率 (3MHz/ 10MHz) 超聲波每秒產生高達千次微振動
刺激表皮、真皮同皮下層，促進皮膚年輕、健康



皮膚組織有效吸收

雙頻率 (3MHz/ 10MHz) 超聲波
有助於減少組織阻抗力
更有效地吸收營養
沒有副作用和不適



雙重動態按摩

通過向細胞膜傳遞微振動
可增強免疫反應並增強膠原蛋白
和彈性蛋白的再生



調節結締組織

ECM細胞外基質激活

ECM (Extracellular Matrix) Activation

ECM helps facilitate strong connections between cells.

