

Minilöwen - Förderverein für Frühgeborene und kranke Neugeborene Leipzig e.V.

Bastelanleitung: Kraken für Frühchen

Viele unserer Frühchen sind in ihrem Bett beziehungsweise ihrem Inkubator nicht allein: Damit sie sich nicht an ihren Schläuchen ziehen, legt man ihnen einen gehäkelten Kraken mit gewundenen Ärmchen ins Bett. Denn Frühchen haben schon einen sehr ausgeprägten Greifreflex. Durch ihre Form erinnern die Ärmchen der Kraken ein wenig an die Nabelschnur.

So wird's gemacht:

Es empfiehlt sich ein Garn in der Stärke von 2 bis 3 mm, damit die Kraken am Ende nicht zu groß werden. Für die Kraken bitte Babywolle oder gute Baumwollgarne, die nicht fusseln, verwenden.

Kopf und Arme:

1. Runde: magischen Ring mit 6 festen Maschen häkeln (6 FM)
2. Runde: jede Masche verdoppeln (12 FM)
3. Runde: jede 2. Masche verdoppeln (18 FM)
4. Runde: jede 3. Masche verdoppeln (24 FM)
5. Runde: jede 4. Masche verdoppeln (30 FM)
6. Runde: jede 5. Masche verdoppeln (36 FM)
7. bis 14. Runde: ohne zunahmen häkeln (36 FM)
15. Runde: [4 FM, dann 2 FM zusammen abmaschen] – 6x (30 FM)
16. bis 17. Runde: Eine FM in jede Masche (30 FM)
18. Runde: [3 FM, dann 2 FM zusammen abmaschen] – 6x (24 FM)
19. bis 20. Runde: eine FM in jede Masche (24 FM)
21. Runde: [2 FM, dann 2 FM zusammen abmaschen] – 6x (18 FM)
22. Runde: eine FM in jede Masche (18 FM)
23. Runde: [7 FM, dann 2 zusammen abmaschen] 2x (16FM)
24. Runde: eine FM in jede Masche
25. Runde: es folgen die Arme [dafür eine FM häkeln und dann 50 LM anschlagen, wenden und dann in jede LM zwei FM häkeln und mit einer FM am Kopf abschließen] x 7
insgesamt, ergibt dann 8 Arme am Körper

Minilöwen - Förderverein für Frühgeborene und kranke Neugeborene Leipzig e.V.

Unterer Oktopus Teil:

1. Runde: 5 FM in einem magischen Ring anschlagen (5 FM)
2. Runde: jede Masche verdoppeln (10 FM)
3. Runde: jede 2. Masche verdoppeln (15 FM), mit KM beenden
4. Abschluss: Oktopus mit Füllmaterial, am besten mithilfe eines Feinstrumpfs, befüllen und den unteren Teil annähen, um den Körper abzuschließen

Sicherheitsvorschriften:

Die Babys auf der Neonatologie sind auf der Station, da sie entweder (viel) zu früh, (viel) zu klein oder krank geboren wurden. Da sie sehr verletzlich sind, ist das Einhalten der folgenden Sicherheitsvorschrift ein Muss:

- **Der Kopf** des Tintenfisches muss **mindestens einen Durchmesser von 4,5 cm** haben, damit er nicht in den Mund eines Babys passt.
- **Der Körper darf maximal 7 cm hoch und einen Durchmesser von 6 cm** (inkl. Verzierungen) haben. Die größeren Kraken gehen an die größeren Kinder.
- **Die Tentakel** dürfen in getrecktem Zustand **nicht länger als 20 cm** sein. Zu lange Tentakel sind gefährlich für die Babys.
- **Die Füllung** muss aus **weicher, 100% synthetischer Stopfwatte** sein. Diese wird vorgängig in einen Feinstrumpf gesteckt und mehrmals verknotet. Die Tintenfische werden bei 60 °C gewaschen, die Watte muss dieser Temperatur standhalten. Andere Arten von Füllung sind nicht erlaubt, da sie allergische Reaktionen hervorrufen können.
- **Die Wolle** muss ausschließlich **aus 100% Baumwolle** sein. Andere Materialien dürfen wegen der Gefahr von Allergien nicht verwendet werden.
- **Die Augen** werden gestickt oder gehäkelt und aufgenäht. Die Augen und der Mund sollten vor dem Füllen angebracht werden, da der Feinstrumpf nicht verletzt werden darf, da sonst Füllung austreten könnte. Das Annähen der gehäkelten Augen muss sorgfältig durchgeführt werden, damit sie sich nicht nach mehrmaligem Waschen lösen. **Sicherheitsaugen dürfen nicht verwendet werden.**



Minilöwen - Förderverein für Frühgeborene und kranke Neugeborene Leipzig e.V.

- **Die Verzierung** des Tintenfisches ist **nicht notwendig**. Das Baby wird sich nicht dafür interessieren. Falls Sie etwas annähen, bitte auf das gute Vernähen vor der Füllung achten.
- **Die Maschen** müssen **so eng wie nur möglich** gehäkelt sein, damit keine Löcher entstehen. Falls Sie locker häkeln, verwenden Sie eine kleinere Häkelnadel, um das gewünschte Resultat zu erzielen. Auch beim Kopfanfang darf kein Loch sichtbar sein.
- **Die Fäden** müssen von **innen gut vernäht** werden, damit sich auch nach mehrmaligem Waschen nichts löst.

Schicken Sie uns Ihren fertigen Kraken einfach per Post. Dann spenden wir ihn der neonatologischen Station am Universitätsklinikum Leipzig und machen damit unsere kleinen Patienten glücklich.

Postadresse:

Minilöwen
c/o Mandy Laube
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Liebigstrasse 20a
04103 Leipzig